

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تشخیصی	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

آماده سازی	96 تستی	48 تستی	معرف
آماده مصرف	1×96 wells	1×48 wells	پلیت پوشیده شده با آنتی بادی علیه AMH
آماده مصرف	7 ×1.5 mL	7 ×0.75 mL	کالیبراتور 1-7 (0، 0/5، 1، 2/5، 5، 10، 20 نانوگرم در میلی لیتر) در بافر پروتئینی، به همراه نگهدارنده
آماده مصرف	2 ×1.5 mL	2 ×0.75 mL	نمونه های کنترل در بافر سازگار با سرم انسانی همراه با نگهدارنده (بازه قابل قبول سرم کنترل بر روی برچسب قید شده است)
آماده مصرف	1 ×12.0 mL	1 ×6 mL	کونزوگه آنتی بادی-بیوتین (آنتی بادی علیه AMH) کونزوگه شده با بیوتین در بافر پروتئینی به همراه نگهدارنده
آماده مصرف	1 ×12.0 mL	1 ×6 mL	کونزوگه استرپتاویدین-HRP (استرپتاویدین کونزوگه با HRP در بافر پروتئینی به همراه نگهدارنده)
به نسبت 1 به 20 با آب مقطر یا آب دیونیزه رقیق کنید	1 ×30 mL	1 ×30 mL	محلول شستشو غلیظ
آماده مصرف	1 ×12.0 mL	1 ×6 mL	محلول سوبسترا-رنگ زا (تترا متیل بنزدین و آب اکسیژنه)
آماده مصرف	1 ×6.0 mL	1 ×6 mL	محلول توقف (اسید کلریدریک 1 مولار)

IVD-REF: PS - AMH	 <p>پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تشخیصی</p>	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

## کاربرد:

کیت **Anti-Müllerian Hormone Gen II ELISA Kit** (نسل دوم کیت AMH) شرکت پیشگامان سنجش برای اندازه گیری کمی آنتی مولرین هورمون (AMH) یا **Müllerian-inhibiting hormone** (MIH) در سرم یا پلاسما طراحی شده است.

## مقدمه:

آنتی مولرین هورمون (AMH) گلیکوپروتئین دو واحدی متعلق به خانواده ای از **TGF-Beta** می باشد که به طور اولیه نقش آن در تمایز جنسی مردان شناخته شد. تمامی اعضاء این خانواده در رشد و تمایز بافت ها نقش دارند. این هورمون در جنین نر توسط سلول های سرتولی ترشح شده، در نتیجه باعث تحلیل رفتن مجاری مولرین طی تمایز جنینی و رشد و تمایز اندام های جنسی نر می گردد. ترشح AMH در مردان در دوران جنینی آغاز شده و بعد از آن مستمراً تا دوران بلوغ ادامه پیدا کرده و بعد از کاهش مختصر و رسیدن سطح تولید به سطح بلوغ، ساخت آن تا پایان حیات فرد ادامه می یابد.

آنتی مولرین هورمون از واحد های مونومری 70 کیلودالتونی ساخته می شود. هر واحد مونومر شامل ناحیه نارس، پایانه-N 55 کیلودالتونی و ناحیه رسیده پایانه-C 12/5 کیلودالتونی می باشد که با اتصال دو زنجیره یکسان به کمک پیوند دی سولفیدی به یکدیگر فرم بیولوژیکی آنتی مولرین هورمون (140 کیلودالتونی) تشکیل می شود. ناحیه پایانه-C رسیده مسئول فعالیت بیولوژیک AMH است، اما برخلاف سایر اعضاء خانواده **TGF-beta**، در این هورمون، برای فعالیت کامل بیولوژیک، وجود ناحیه نارس پایانه-N ضروری است. به نظر می رسد وجود دومین پایانه-N برای حفظ پایداری پروتئین و تاخوردگی ها، لازم باشد. پذیرنده نوع II آنتی مولرین هورمون (AMH RI) فقط به فرم فعال بیولوژیک AMH متصل می شود.

در زنان AMH نقش مهمی در فولیکول زایی تخمدانی و حفظ ذخیره فولیکولی طی دوران باروری، ایفا می کند. رشد و نمو فولیکول ها در تخمدان طی دو مرحله مجزا صورت می گیرد، فراخوانی اولیه که منتهی به آغاز رشد فولیکول نخستین شده و فراخوانی دوره ای، که منتهی به رشد هماهنگ فولیکول های کوچک حفره ای، که از میان آنها فولیکول موردنظر مولد تخمک گزینش می شود، می شود. هورمون محرک فولیکولی (FSH) هدایت فرآیند فراخوان دوره ای را برعهده دارد.

بیان AMH در سلول های گرانولوزا در فولیکول های اولیه آغاز شده و در سلول های گرانولوزا حاشیه حفره ای و فولیکول های کوچک حفره ای بیان آن بالا باقی مانده و به محض رسیدن قطر فولیکول به حدود 8 میلیمتر ناگهانی تولید آن بشدت کاهش می یابد. کاهش ناگهانی بیان AMH مقارن با گزینش فولیکول برای رسیدن و تخمک زایی

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تشخیصی	کیت الایزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

است. از این مرحله به بعد رشد فولیکول‌ها به **FSH** وابسته شده و همزمان فولیکول از حالت تولید استروژن کم به حالت مولد استروژن بالا تبدیل می‌شود. در این مرحله دیگر **AMH** در فولیکولی که برای تخمک‌زایی گزینش شده قابل‌ریدیابی نیست. چنین الگویی از بیان **AMH** نقش‌مهری **AMH** را در هر دو مرحله‌مجازی فولیکول‌زایی به اثبات می‌رساند. اول اینکه **AMH** انتقال وسیع فولیکول‌ها را از مرحله نخستین به مراحل بلوغ مهار کرده و از این طریق نقش مهمی را در حفظ تعداد کافی فولیکول‌های باقیمانده در ذخیره اولیه به منظور حفظ توان باروری طی دوران قبل‌یائسگی برعهده می‌گیرد. دوم اینکه **AMH** حساسیت فولیکولی نسبت به **FSH** را کاهش می‌دهد و در فرآیند گزینش فولیکول برای طی مراحل‌نهایی بلوغ و تخمک‌زایی نقش خود را ایفا می‌کند. سطح **AMH** در سرم نوزاد دختر در هنگام تولد بسیار ناچیز است و پس از بلوغ به حداکثر خود رسیده، و بعد از آن به موازات افزایش سن مستمراً کاهش یافته و در هنگام یائسگی دیگر قابل‌اندازه‌گیری نیست. میزان **AMH** طی قاعدگی نسبتاً ثابت بوده و حداکثر نوسانات آن در خانم‌های جوان مشاهده می‌شود. سطح **AMH** تغییرات درون‌دوره‌ای و بین‌دوره‌ای به مراتب کمتری نسبت به **FSH** دارد. متعاقب مصرف ضدبارداری‌های ترکیبی خوراکی مقدار آن کاهش قابل‌ملاحظه‌ای می‌یابد. اندازه‌گیری **AMH** کاربردهای بالینی متعددی داشته و اطلاعات حاصل از اندازه‌گیری آن در شرایط متنوعی بکار می‌آید. مهمترین کاربرد آن، برآورد ذخیره تخمدانی است که انعکاسی از تعداد فولیکول‌های حفره‌ای و حاشیه‌حفره‌ای بوده و از آن تحت‌عنوان "تعداد فولیکول‌های حفره‌ای" یا **AFC** یاد می‌شود. از شاخص **AFC** برای پیش‌بینی میزان پاسخ به تحریک قابل‌کنترل تخمدان‌ها به منظور بکارگیری روش‌های باروری تسهیل‌شده نظیر **IVF** استفاده می‌شود. همچنین اندازه‌گیری **AMH** در پایش عوارض ناگواردرمان‌زایی (**Iatrogenic**)، نظیر پرتو‌درمانی سرطان‌های حفره‌شکمی، بر ذخیره تخمدانی کاربرد دارد. از جمله دیگر کاربردهای اندازه‌گیری **AMH** می‌توان به تشخیص ناهنجاری‌های رشد جنسی در اطفال و پایش تومورهای سلول‌های گرانولوزا برای کشف بیماری‌های برجای‌مانده یا راجعه، اشاره کرد. همچنین میزان آن در نشانگان تخمدان‌پلی‌سیستیک (**PCOS**) که 5 تا 10٪ زنان را گرفتار می‌کند، افزایش می‌یابد. همچنین می‌توان از اندازه‌گیری **AMH** برای پیش‌بینی زمان فرارسیدن یائسگی استفاده کرد.

### اساسی آزمایش :

کیت سنجش **AMH** شرکت پیشگامان سنجش بر مبنای اصول الایزا نوع ساندویچی عمل می‌کند. نمونه بیمار، کالیبراتور و کنترل به چاهک‌های پوشیده‌شده از آنتی‌بادی علیه **AMH** افزوده شده و پس از یک مرحله انکوباسیون و شستشو، آنتی‌بادی دوم بیوتین‌یله علیه **AMH** که نسبت به آنتی‌بادی فازجامد شاخص‌های متفاوتی را شناسایی می‌کند، به مجموعه اضافه می‌شود. در این مرحله مجموعه ساندویچ "آنتی‌بادی فازجامد-

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تشخیصی	کیت ایزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

**AMH** - آنتی بادی بیوتینیله" تشکیل می شود. پس از شستشو و خارج کردن اجزاء اتصال نایافته، جهت آشکار سازی واکنش ایمنی سنجی، استرپتاویدین کوئزوگه با **HRP** به مجموعه اضافه می گردد که از ناحیه بیوتین به مجموعه بالا متصل می گردد. به دلیل ماهیت بیوتین که هم زمان قادر به اتصال به چندین مولکول استرپتاویدین است، سازوکار یادشده توانمندی تشخیصی (**Detection capability**) را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. در ادامه و پس از یک مرحله شستشو با افزودن محلول سوبسترا - رنگزا و انکوباسیون بمدت 15 دقیقه رنگ آبی بوجود می آید. با افزودن محلول متوقف گر، واکنش آنزیمی متوقف می گردد. شدت جذب نوری در 450 نانومتر اندازه گیری می شود. شدت رنگ با مقدار **AMH** موجود در نمونه نسبت مستقیم دارد.

#### مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست :

1. سمپلهای 50 و 100 میکرولیتری دقیق. سمپلر 8 کاناله با قابلیت پیپتینگ 50 تا 100 میکرولیتر و یا دیسپنسر اتوماتیک، اگرچه ضروری نیست ولی باعث بهبود قابل توجه تکرارپذیری و صحت نتایج می گردد.
2. آب مقطر با هدایت الکتریکی مطلوب کم تر از  $1\mu\text{s/cm}$
3. دستگاه ایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر مرجع.
4. کاغذ رطوبت گیر
5. دستگاه و اشر اتوماتیک یا هر تجهیز دیگر نظیر سمپلر 8 کاناله یا سرنگ که قادر به ریختن 350 میکرولیتر محلول شست و شو باشد.

#### نگهداری کیت :

1. کیت پس از تحویل باید در دمای 2-8 درجه سانتی گراد (یخچال) نگهداری شود. کلیه معرف ها و اجزاء کیت تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی جعبه کیت به شرط نگهداری در دمای یادشده پایدار هستند. هرگز فراتر از تاریخ انقضاء مندرج بر روی جعبه از کیت استفاده نکنید.
2. غلظت کالیبراتورها و نیز دامنه قابل قبول نمونه های کنترل بر روی ویال درج شده است و ممکن است بین شناسه های مختلف ساخت تفاوت داشته باشد.
3. از انجماد اجزاء کیت خودداری نمایید.
4. میکروپلیت باید در کیسه در بسته به همراه رطوبت گیر نگهداری شود. در هنگام استفاده پس از رسیدن دمای کیسه میکروپلیت به دمای اتاق، تعداد لازم استریپ را از کیسه آلومینیومی خارج و مابقی همراه رطوبت گیر بلافاصله به کیسه منتقل و درب کیسه با دقت بسته و به یخچال منتقل گردد.

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تشخیص آوری	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

5. محلول شستشو باید روزانه و تازه تهیه شود و در همان روز تهیه مصرف شود.
6. تغییر در خصوصیات فیزیکی معرف ها نظیر وجود ذرات معلق در آنها اغلب حاکی از آلودگی و خرابی معرف ها می باشد.
7. محلول سوپسترا-رنگ زا باید بی رنگ باشد. وجود رنگ آبی در این محلول نشان از خرابی و آلودگی آن دارد و باید دور ریخته شود.
8. کیت های باز شده اگر در شرایط توصیه شده در بالا نگهداری شوند، حداکثر به مدت 8 هفته پایدار خواهند بود.
9. اجزاء کیت ها با سری ساخت متفاوت را با یکدیگر مخلوط نسازید و از جابه جایی درب معرف ها جلوگیری شود.
10. استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف برای دقت و صحت و پرهیز از آلودگی برای برداشتن نمونه ها استانداردها و کنترل ها ضروری است.

### جمع آوری و آماده سازی نمونه:

1. سرم یا پلاسمای EDTA نمونه مناسب برای این آزمایش است.
2. از نمونه های با کدورت بالا، همولیز یا لیپمیک ترجیحا استفاده نشود.
3. در صورتی که انجام آزمایش در همان روز جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد، نمونه ها را می توان برای مدت 48 ساعت در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگه داری کرد. برای مدت طولانی تر نمونه ها باید در  $20^{\circ}\text{C}$ - سانتیگراد نگهداری شود.
4. از ذوب و انجماد مکرر نمونه ها اجتناب شود. نمونه های منجمد باید قبل از آزمایش به آرامی، اما به طور کامل مخلوط شده تا کاملاً یکنواخت و همگن گردد.

### احتیاطات و هشدارها

1. کیت فقط برای تشخیص طبی آزمایشگاهی کاربرد دارد.
2. کلیه معرف های کیت برای سنجش مستقیم AMH سرم یا پلاسمای EDTA استاندارد شده اند و برای سنجش AMH در سایر مایعات بیولوژیک یا پلاسمای غیر EDTA مناسب نمی باشد.

IVD-REF: PS - AMH	 <p>پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تشخیصی</p>	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

3. قبل از آغاز سنجش، دستورالعمل پیش رو را بدقت مطالعه نموده و اطمینان حاصل کنید که تمامی نکات آن را بخوبی فرا گرفته اید. همواره از ویرایش معتبر و به روز دستورالعمل که همراه کیت بسته بندی شده است، استفاده کنید.

4. کلیه جوانب ایمنی در اجرای آزمایش رعایت شود. برای آگاهی از احتیاطات لازم به "راهنمای اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه ( روش های صحیح میکروب شناسی و تکنیک های صحیح آزمایشگاهی)" تالیف دکتر شهلا فارسی از انتشارات کمیته ایمنی و امنیت زیست آزمایشگاهی اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت ویرایش 1393 مراجعه نمایید.

5. از تماس تمام معرف ها به ویژه محلول توقف که حاوی اسید کلریدریک است با پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با آب و صابون شستشو داده شود.

6. در این کیت برای ساخت برخی اجزا از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر آنتی بادی علیه HIV-1 and 2 و HCV و آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B (HBsAg)، منفی گزارش شده اند، ولی از آنجایی که هیچ آزمایشی نمی تواند به طور کامل ایمنی یک نمونه با منشاء انسانی را تضمین نماید، با آن همانند یک نمونه بالقوه عفونی رفتار نمایید.

7. با کلیه نمونه های بیمار به عنوان نمونه های بالقوه عفونی برخورد نمایید.

8. برخی از معرف ها حاوی سدیم آزاید به عنوان نگهدارنده می باشند. سدیم آزاید ممکن است با سرب و مس موجود در لوله کشی آب شهری واکنش داده و تولید آزاید های فلزی قابل انفجار کند. جهت آگاهی از نحوه وارهایی پس مانده های آزمایشگاهی به "دستورالعمل نحوه مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی" تالیف دکتر شهلا فارسی از انتشارات کمیته ایمنی و امنیت زیست آزمایشگاهی اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت ویرایش 1394 مراجعه نمایید.

### آماده سازی معرف ها:

1. همه معرف ها باید قبل از استفاده به دمای اتاق (27-20 درجه سانتی گراد) برسند.
2. تهیه محلول شستشو: برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با 19 حجم آب مقطر رقیق نمائید.

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پشتکار در سنجش‌های تشخیصی و تست‌های غربی	کیت الایزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

### نکات مهم در انجام تست:

1. فرایند شستشو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شستشوی ناکافی باعث عدم جداسدن پیوندهای غیراختصاصی و جذب نوری زمینه (Background) می گردد.
2. کیفیت آب مقطر مصرفی در کیفیت محلول شستشو و جدا کردن پیوندهای غیراختصاصی اهمیت زیادی دارد.
3. در مواردی که مقدار AMH نمونه بیش از 20 نانوگرم در میلی لیتر باشد، نمونه را با استاندارد صفر رقیق و سپس آزمایش را تکرار نموده و ضریب رقت را در محاسبه نهایی منظور نمایید.
4. قبل از شروع کار اطمینان حاصل نمایید که دمای کلیه اجزاء کیت به دمای اتاق رسیده باشد.
5. دمای مطلوب محیط آزمایشگاه برای آزمایش های الایزا 20 تا 27 درجه سانتی گراد می باشد.
6. معرف ها و نمونه ها را قبل از آزمایش بخوبی مخلوط نمایید.
7. بهتر است استانداردها، کنترل ها و نمونه ها را به صورت دوتایی (Duplicate) و ترجیحاً در دو چاهک عمودی آزمایش کنید و میانگین جذب نوری دو چاهک جهت محاسبه نتایج مورد استفاده قرار گیرد.
8. جهت پیپت کردن محلول سوبسترا-رنگ زا و محلول توقف از میکروپیپت های حاوی قطعات فلزی استفاده نکنید.

9. زمان های انکوباسیون و دمای انکوباسیون را با دقت رعایت کنید.
10. در کیت AMH شرکت پیشگامان سنجش برای اجتناب از خطای ناشی از اختلاف زمانی پیپتینگ چاهک های ابتدایی با چاهک های پایانی ، به ویژه اگر فرآیند پیپتینگ به صورت دستی انجام می شود، توصیه می شود حداکثر در هر بار آزمایش بیش از 5 استریپ ران نکنید. استفاده از تجهیزاتی نظیر دیسپنسر اتوماتیک یا سمپلر هشت کاناله برای ریختن معرف ها در مواقعی که تعداد زیادی استریپ هم زمان مورد استفاده قرار می گیرد، باعث اعتبار بیشتر نتایج می گردد. برای اجتناب از رانش نتایج در زمان انکوباسیون سوبسترا، افزودن محلول توقف به چاهک ها باید مطابق با ترتیب زمانی افزودن محلول سوبسترا-رنگ زا صورت گیرد.
11. در هر بار انجام آزمایش منحنی کالیبراسیون را مجدد ترسیم نموده و برای محاسبه نتایج از منحنی ذخیره شده استفاده نکنید.
12. مراحل آزمایش را بدون وقفه انجام دهید. وقفه بین مراحل باعث نتایج کاذب می گردد.
13. در کلیه مراحل انجام آزمایش و متعاقب هر مرحله پیپتینگ، چاهک ها از نظر وجود حباب بررسی شوند. در صورت وجود حباب با ضربه آهسته به پلیت از محیط خارج شوند.

IVD-REF: PS - AMH	 <p>پیشگامان سنجش پیشگامان در زمینه تشخیص‌های و تست‌های آزمایشگاهی</p>	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

## روش انجام آزمایش:

- 1- تعداد مناسب چاهک های پوشیده شده از استرپتاویدین، برای استانداردها، کنترل ها و نمونه های بیمار را بصورت 2 تایی انتخاب کنید و مابقی چاهک ها را همراه ماده نمگیر درون کیسه مخصوص قرار داده و درب آنرا ببندید.
- 2- 100 میکرولیتر از استانداردها، کنترل ها و نمونه های بیمار به داخل هر چاهک بریزید.
- 3- سپس درب چاهک ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده، آنرا بمدت 60 دقیقه در دمای اتاق (20-27°C) انکوبه کنید.
- 4- محتویات چاهک ها را خالی کرده و چاهک ها را طبق دستورالعمل زیر شستشو دهید:
  - برای شستشوی چاهک ها، ابتدا 350 میکرولیتر بافر شستشو را داخل چاهک بریزید، سپس چاهک ها را وارونه کرده و همراه با تکان دادن خالی کنید و عمل شستشو را چهار بار دیگر (جمعاً به مدت 5 بار) تکرار کنید. در انتهای شستشو، با ضربه زدن ملایم پلیت بر روی کاغذ جاذب الرطوبه تمامی مایع موجود در چاهک ها را تخلیه نمایید.
  - بهتر است برای شستشو از دستگاه های اتوماتیک و اشرفی که قابل برنامه ریزی است استفاده نمایید. که در این صورت به دستورالعمل دستگاه شستشو مراجعه نمایید.
- 5- 100 میکرولیتر از محلول کونژوگه آنتی-بادی-بیوتین به تمامی چاهک ها اضافه کنید و پلیت را بمدت 30 دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید.
- 6- مطابق با روش مرحله 5 محتویات چاهک ها را خالی و عمل شستشو را انجام دهید.
- 7- 100 میکرولیتر از محلول کونژوگه استرپتاویدین-HRP به تمامی چاهک ها اضافه کنید و پلیت را بمدت 15 دقیقه در دمای اتاق انکوبه نمایید.
- 8- مطابق با روش مرحله 5 محتویات چاهک ها را خالی و عمل شستشو را انجام دهید.
- 9- 100 میکرولیتر از سوبسترا-رنگ زا آماده مصرف به تمامی چاهک ها اضافه کنید و پلیت را بمدت 15 دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه نمایید.
- 10- 50 میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش به همان ترتیبی که محلول سوبسترا-رنگ زا را اضافه نمودید، به همه چاهک ها اضافه کنید. سپس حداکثر ظرف مدت 10 دقیقه جذب نوری هر چاهک را در طول موج 450 نانومتر با دستگاه الیزا ریدر قرائت نمایید (در صورت امکان از طول موج 630 نانومتر بعنوان فیلتر فرانس استفاده کنید).



IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش تشخیصی و تست‌آوری	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

### محاسبه نتایج:

1. با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد‌ها بر روی محور عمودی (محور **Y**) و غلظت مشخص آنها بر روی محور افقی (محور **X**) بر روی کاغذ میلی متری، منحنی استاندارد را از طریق ترسیم خطوطی که از تمامی نقاط تلاقی عبور کرده باشد، ترسیم کنید.


2. میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور **Y** جای آنرا پیدا کنید. سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل کنید. از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور **X** وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.

3. در صورتی از اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت که مجهز به سیستم پردازش داده های داخلی است استفاده می کنید، جهت محاسبه نتایج و ترسیم منحنی کالیبراسیون به دستورالعمل دستگاه مراجعه نمایید. برای محاسبه نتایج کیت AMH شرکت پیشگامان سنجش از مد محاسباتی نقطه-به-نقطه (Point-to-point) استفاده کنید.

### داده های نمادین منحنی کالیبراسیون

مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل بعنوان داده های نمادین آورده شده است. لازم به یادآوری است این داده ها فقط جنبه راهنمایی داشته و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید براساس نتایج بدست آمده در آزمایشگاه خویش ترسیم نماید.

Row	ng/mL	OD
1	0.0	0.02
2	0.5	0.10
3	1.0	0.26
4	2.5	0.52
5	5.0	0.94
6	10.0	1.65
7	20.0	2.78



IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تشخیصی	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

### کنترل کیفی:

در هر کیت دو نمونه کنترل وجود دارد که مقادیر موردانتظار برای هر یک بر روی برچسب ویال درج شده است. علاوه بر کنترل های داخل کیت ، آزمایشگاه می تواند از نمونه های سرم انباشته (Pooled serum) که در خود آزمایشگاه تهیه شده یا نمونه های کنترل خارجی نیز استفاده نماید. در دو حالت یادشده لازم به ذکر است که آزمایشگاه باید مقدار هدف ، انحراف معیار نتایج و کرانه های بالایی (UCL) و پایینی (LCL) قابل قبول را خود محاسبه و مبنای برنامه های کنترل کیفی خویش قرار دهد.

### بازه مرجع :

در یک بررسی که بر روی سرم تعدادی از مراجعه کنندگان چندین آزمایشگاه مختلف در سطح استان تهران به عمل آمد ، دامنه مرجع زیر برای گروه های مختلف سنی و جنسی براساس درون یابی دامنه بین 2/5% و 97/5% مرکزی با استفاده از کیت الیزای AMH شرکت پیشگامان سنجش بدست آمد. لازم به ذکر است به دلیل تفاوت های بیولوژیک بین جمعیت های مختلف ، و همچنین عواملی نظیر سن، جنس، نژاد و عوامل جغرافیایی هر آزمایشگاهی باید ابتدا انتقال پذیری (transferability) این داده ها را درخصوص جمعیت موردنظر خویش راستی آزمایی (Verification) کرده و درصورت مشاهده ناهمخوانی، بازه مرجع خود را بدست آورد:

Age group	Median(ng/mL)	5 <sup>th</sup> -95 <sup>th</sup> percentile (ng/mL)
Males (>12 years)	5.7	0.7-19
Boys (24 mo-12 y)	60	7.4-243
Females(13-25 years)	4.9	0.85-13.0
F (26-30 years)	4.07	0.1-8.5
F (31-35 years)	3.12	0.1-7.0
F (36-40 years)	1.81	0.09-6.1
F(41-45 years)	0.72	0.05-3.9
Girls (24 mo-12 y)	1.3	<8.9
Girls (<24 mo.)	-	<4.7
Females (diminished ovarian reserve)	-	<1.0
Females(Post-Menopausal)	-	<0.5

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پژوهشگاه در زمینه تشخیص‌های و تست‌های آنتی‌بادی	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

همچنین طبق برخی از منابع، ارتباط بین مقادیر بدست آمده در این کیت و شرایط بالینی بانوان مطابق جدول زیر است:

<0.36	(POF) پایین بودن ذخیره تخمدان
0.36-0.69	حد پایین ذخیره تخمدان
0.69-3.8	محدوده نرمال ذخیره تخمدان
3.8-8.9	حد بالای ذخیره تخمدان

در هر گروه سنی افزایش بالاتر از محدوده مرجع در آن گروه ممکن است که در ارتباط با سندروم پلی سیستیک تخمدان (PCOS) باشد.

### خصوصیات اجرایی کیت

#### 1- حد پایینی اندازه گیری (Lower limit of measurement):

حد شاهد (Limit-of-Blank: LOB) و حد آشکار سازی (Limit-of-detection: LOD) مطابق با راهنمای EP 17-A2 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) بدست آمده. به طور خلاصه حد بلانک تحت عنوان مقدار صدک 95ام (95<sup>th</sup> percentile) از 60 بار اندازه گیری بر روی نمونه شاهد (استاندارد صفر) طی چندین ران بدست آمد. حد شاهد (LoB) معادل غلظتی در نظر گرفته شد که 95٪ از 60 نتیجه اندازه گیری های تکراری مقداری کمتر از آن بدست دهد، مقدار حد شاهد 0.01 ng/mL بدست آمد. برای تعیین حد آشکار سازی 20 اندازه گیری تکراری بر روی سه نمونه سرم (n=20×3=60) زنان یائسه با محتوای AMH کمتر از 0.05 ng/mL که مقدار AMH آن به روش مستقل دیگری تعیین شده بود طی سه روز انجام شد و بزرگترین انحراف معیار اندازه گیری های تکراری بر روی سه نمونه یادشده مبنای تعیین حد آشکار سازی قرار گرفت. از رابطه زیر حد آشکار سازی پس از گرد کردن روبه بالا معادل 0.03 ng/mL تعیین گردید.

$$LOD = LOB + 1.645SD_{Low}$$

#### 2- دقت (Precision):

دقت روش با استفاده از کلیه معرف های کیت AMH شرکت پیشگامان سنجش و 3 انباشته سرمی تهیه شده از نمونه های بیمار در نقاط مختلف بازه اندازه گیری (0.03-20 ng/mL) مطابق با راهنمای EP 05-A3 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) بدست آمد.

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش تشخیص و تست و آنالیز	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

طی 10 روز کاری، سه کاربر و هر یک روزانه سه ران اندازه گیری های تکراری به صورت دوتایی در هر ران بروی نمونه های یاد شده انجام دادند (2×3×3×10). نتایج با روش آماری **Fully nested ANOVA** تحلیل گردید: خلاصه نتایج در جدول زیر آورده شده است

Sample Description	Mean (ng/mL)	Repeatability		Within-Laboratory Precision	
		SD	%CV	SD	%CV
Patient Pool	0.87	0.048	5.22	0.035	4.02
Patient Pool	1.70	0.06	3.53	0.074	4.35
Patient Pool	6.37	0.34	5.38	0.404	6.34

### 3- اختصاصیت (Specificity):

ارزیابی اختصاصیت مطابق با راهنمای **EP 07-A2** مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI)، جهت تعیین واکنش متقاطع (cross reaction) کیت سنجش **AMH** پیشگامان سنجش با برخی مداخله گرهای متداول صورت گرفت. نمونه های حاوی واکنشگرهای متقاطع از طریق **spike** کردن سرم انسانی طبیعی با مواد حاوی سطوح بالایی از همان واکنشگرها به گونه ای که ماتریکس سرم بیش از 10 درصد تغییر نکند، تهیه شد. سپس مقدار **AMH** همزمان در یک ران در نمونه هایی که با ماتریکس بی اثر **spike** شده بودند و نمونه هایی که با واکنشگرهای متقاطع **spike** شدند، اندازه گیری شد و مقدار واکنش پذیری متقاطع هر نمونه از رابطه زیر محاسبه شد و به صورت نسبت به غلظت **AMH** اولیه بیان گردید. نتایج در جدولی که در ادامه می آید خلاصه شده است:

$$\% \text{cross - reactivity} = \frac{\text{mean conc. of spiked sample} - \text{mean conc. of unspiked sample}}{\text{spiked conc.}} \times 100$$

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پخشکننده و مستخدم کننده های و تست و آوری	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

درصد تداخل (%)	غلظت	نوع ماده
0.04	100 mIU/mL	hLH
0.06	100 mIU/ml	hFSH
0.06	100 ng/mL	TGF β1
0.07	100 ng/mL	Activin A
0.04	20 ng/mL	Inhibin A

همچنین بیلی روبین غیرکونژوگه تا  $20 \text{ mg/dL}$ ، تری گلیسریدها تا  $1000 \text{ mg/dL}$  و هموگلوبین تا  $50 \text{ mg/dL}$  در سنجش AMH سرم با کیت پیشگامان تأثیری برسنجش ندارد ( $\%interference \leq 10$ ).

#### 4- خطی بودن (Linearity):

به منظور ارزیابی خطی بودن یک نمونه با غلظت اولیه  $18.5 \text{ ng/mL}$  را با نمونه دیگری با غلظت  $0.07 \text{ ng/mL}$  به نسبت های مختلف با یکدیگر رقیق کردیم و رقت های مختلف را به صورت مضاعف اندازه گیری و نتایج را با مقادیر موردانتظار که از ضرب غلظت اولیه در ضریب رقت بدست آمده بود مقایسه کردیم و میزان بازیابی و سوگرایی را در نقاط مختلف محاسبه کردیم، که نتایج در جدول زیر خلاصه شده است.

No.	Ratio	Expected (ng/mL)	Rep 1 (ng/mL)	Rep 2 (ng/mL)	recovery%	%Bias
1	1	18.50	18.2	18.8	NA	NA
2	0.9	16.66	17.3	17.5	104%	4.5%
3	0.8	14.81	16.4	16.5	111%	11.0%
4	0.7	12.97	14	13.5	106%	6.0%
5	0.6	11.13	12.4	11.9	109%	9.2%
6	0.5	9.28	9.5	8.7	98%	-2.0%
7	0.4	7.44	6.9	7.5	97%	-3.2%
8	0.3	5.60	5.5	5.2	96%	-4.4%
9	0.2	3.75	3.1	3.9	93%	-6.8%
10	0.1	1.91	1.8	1.75	93%	-7.1%
11	0	0.07	0.047	0.087	NA	NA

NA: کاربردی ندارد.

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پخشکننده آزمایشگاه‌ها و تست‌واتوری	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

5- درستی (Trueness):

### 1-5- ارزیابی بازیابی (Recovery Evaluation)

ارزیابی خطای سیستماتیک یا بایاس روش به دو صورت انجام گرفت. ابتدا میزان خطای سیستماتیک نسبی (**Proportional Error**) از طریق مطالعات بازیابی و با افزودن مقادیر مشخص از **AMH** انجام گرفت. به طور خلاصه نمونه اولیه به دو بخش مساوی تقسیم و به یکی حجمی از سرم یا بالاترین استاندارد حاوی مقدار مشخص **AMH** به دیگری همان حجم استاندارد صفر به گونه ای که ماتریکس نمونه بیش از 10 درصد تغییر نکند افزوده شد. و سپس بررسی توانمندی سیستم اندازه گیری در تشخیص مقدار افزوده شده از طریق رابطه زیر محاسبه گردید

$$\%Recovery = \frac{\text{Concentration Recovered}}{\text{Concentration Added}} \times 100$$

همچنین مقدار خطای سیستماتیک که به زبان ریاضی با بیان می گردد، از رابطه زیر بدست آمد:

$$\%Bias = \frac{\bar{X} \text{ measured} - \text{expected}}{\text{Expected}} \times 100$$

در ارزیابی پیش رو از بالاترین استاندارد کیت به عنوان منبع آنالیت استفاده شد و مقدار بازیابی در 6 سطح غلظتی ارزیابی شد. نتایج این ارزیابی در جدول زیر خلاصه شده است:

Sam. No	Base Conc. ng/mL	Added Analyte	Rep 1 ng/mL	Rep 2 ng/mL	Bias	Recovery
1	0.045	10 ng/mL	10.18	9.35	-2.79%	97.20%
2	1.15		12.31	10.54	2.47%	102.75%
3	2.7		11.68	11.87	-7.28%	90.75%
4	4.5		13.74	13.64	-5.59%	91.90%
5	5.6		15.45	16.45	2.24%	103.50%
6	7.2		17.53	18.47	4.65%	108.00%

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تست‌وآزمی	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT


## 2-5- ارزیابی مقایسه‌ای (Method comparison)

ارزیابی مقایسه‌ای بین نتایج اندازه‌گیری کیت سنجش AMH سرم شرکت پیشگامان و روش BECKMAN COULTER AMH Gen II (n=89 range:0.07-18.5 ng/mL) انجام مطابق با راهنمای EP 09-A2 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) به روش رگرسیون خطی تحلیل گردید. خلاصه نتایج و نمودار رگرسیون خطی در ادامه آورده شده است:

$$PSI\ ELISA = 0.9113\ BC + 0.1149$$

$$r = 0.9892$$

$$r^2 = 0.9785$$



## 6- پدیده هوک:

در این کیت پدیده هوک تا غلظت  $2000\ ng/mL$  مشاهده نگردید.

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پژوهشگاه ملی بهداشت، خانواده و رفاه	AMH کیت الیزا
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

منابع و مراجع:

1. CLSI. Evaluation of detection capability for clinical laboratory measurement procedures; approved guideline. 2<sup>nd</sup> ed. CLSI document EP 17-A2. Pierson-Perry J.F. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2012.
2. CLSI. Evaluation of precision of quantitative measurement procedures; approved guideline. CLSI document EP 05-A3. McEnroe R.J. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2014.
3. CLSI. Interference Testing in clinical chemistry; approved guideline. 2<sup>nd</sup> ed. CLSI document EP07-A23. McEnroe R.J. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2005.
4. Helen Mason. et al. (2014). The Physiology and clinical utility of anti-Müllerian hormone in women. Human Reproduction update. 0(0) pp 1-16
5. Rifai Nader. et al. (2018). Clinical chemistry and molecular diagnostics. 6<sup>th</sup> ed. Elsevier Inc. 1644
6. Scott M.G. et al. (1989). Hormonal evaluation of female infertility and reproductive disorders. Clin. Chem. 1989. 35:620-3



IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سن‌جش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تشخیصی	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

### خطایابی در آزمایش های الیزا

راه حل	علت مشکل	نوع مشکل
تکرار تست با کونژوگه جدید	افت و یا آلودگی کونژوگه	پایین بودن OD استاندارد ها و نمونه ها
1.دمای آزمایشگاه و تایمر را چک کرده و تست را تکرار کنید. 2.قبل از شروع آزمایش کیت و نمونه بیماران به دمای اتاق برسد.	پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون، به دما نرسیدن محلولهای کیت و نمونه بیماران	
1.PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. 2.پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.	PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer. شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک ها	
1.پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید. 2.پس از هر بار مصرف پلیت را با جسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید.	نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد	
1.تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. 2.طول موج دستگاه را دوباره چک کنید.	طول موج خوانش نامناسب (405 nm بجای 450nm)	
از سری استاندارد جدید استفاده کنید.	آلودگی استاندارد ها	صحیح نبودن نمودار استاندارد ها
1.استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف 2.از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید. 3.توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد.	پیتینگ نامناسب	

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سنجش پیشگامان در زمینه تشخیص و تست‌های آزمایشگاهی	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

4. توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نوک سمپلر نشود.		
1. PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. 2. پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک‌ها بلافاصله تست را ادامه دهید.	PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک‌ها	
تکرار تست با استاندارد های جدید	آلودگی استاندارد صفر	بالا بودن رنگ زمینه، بالا بودن OD
استفاده از محلول رنگزا جدید	آلودگی محلول رنگزا	
1. عدم آلودگی آب مقطر با موادی مانند وایتکس را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. 2. تمام سوزن های دستگاه و اشرف را چک کنید.	آلودگی و یا غلظت پایین Wash Buffer، شستشوی نامناسب	
1. تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. 2. طول موج دستگاه را دوباره چک کنید. 3. از فیلتر 630 نانومتر بعنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید.	طول موج نامناسب در خوانش	
تکرار تست با محلول Stop جدید	آلودگی محلول Stop	عدم تولید رنگ در چاهک‌ها
تکرار تست با مواد همان کیت	استفاده از مواد سایر کیت‌ها	
تکرار تست	انجام نشدن مرحله ای از تست	
تکرار تست با محلول رنگزا جدید	آلودگی محلول رنگزا	
تکرار تست با محلول کونزوگه جدید	آلودگی محلول کونزوگه با سدیم آزاید	

IVD-REF: PS - AMH	 پیشگامان سن‌جش پیشگامان در تشخیص‌های و تست‌های آوری	کیت الیزا AMH
Ver. No: 04		AMH Gen II ELISA KIT

<p>1. استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف</p> <p>2. از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید</p> <p>3. توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد.</p> <p>4. توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نشود.</p> <p>5. توجه کنید جداره خارجی نوک سمپلر حاوی محلول نباشد.</p> <p>6. کالیبراسیون و تمیز کردن ادواری سمپلر ها</p>	<p>پیپتینگ نامناسب، گرفتگی لوله داخلی سمپلر بواسطه آلودگی</p>	<p>عدم تکرار پذیری مناسب</p>
<p>فاصله زمانی بین اضافه کردن استاندارد ها و نمونه نباید بیشتر از 10 دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست.</p>	<p>طولانی شدن زمان انجام تست</p>	
<p>پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید.</p>	<p>نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد</p>	
<p>پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p>	<p>باقی ماندن کونژوگه در لبه چاهکها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهک ها</p>	
<p>در حین انکوباسیون و بعد از Stop کردن واکنش توجه کنید حباب در چاهک ها نباشد.</p>	<p>وجود حباب در چاهک ها</p>	
<p>کف چاهکها را با دستمال نرم و مرطوب، تمیز کنید.</p>	<p>کثیف بودن کف چاهکها</p>	
<p>قبل از استفاده، ویال محلول ها را به آرامی تکان دهید.</p>	<p>مخلوط نشدن محلول های کیت</p>	