

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در زمینه تشخیصی و تست‌آوری	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

آماده سازی	96 تستی	48 تستی	معرف
آماده مصرف	1×96 wells	1×48 wells	پلیت پوشیده شده با استرپتاویدین
آماده مصرف	6 × 1.0 mL	6 × 0.5 mL	کالیبراتور 1-6 (0, 0.25, 1, 2.5, 5، و 10 نانوگرم در میلی لیتر) در بافر سازگار با سرم انسانی، همراه با نگهدارنده
آماده مصرف	2 × 1.0 mL	2 × 0.5 mL	دو نمونه کنترل در بافر سازگار با سرم انسانی همراه با نگهدارنده (بازه قابل قبول سرم کنترل بر روی برچسب قید شده است)
آماده مصرف	1 ×12.0 mL	1 × 6.0 mL	کونژوگه (قرمز رنگ)
به نسبت 1 به 20 با آب مقطر یا آب دیونیزه رقیق کنید	1 × 30 mL	1 × 30 mL	محلول شستشو غلیظ
آماده مصرف	1 ×12.0 mL	1 × 6.0 mL	محلول سوبسترا-رنگ ز(اترامتیل بنزدین و آب اکسیژنه)
آماده مصرف	1 × 6.0 mL	1 × 6.0 mL	محلول توقف( اسید کلریدریک یک مولار)

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص‌های تشخیصی و تشخیصی	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

## کاربرد:

کیت Free PSA ELISA شرکت پیشگامان سنجش ایستاس برای اندازه‌گیری کمی شکل آزاد آنتی ژن اختصاصی پروستات (f-PSA) Free Prostate-specific Antigen در سرم یا پلاسما طراحی شده است.

## مقدمه:

آنتی ژن اختصاصی پروستات یا PSA نوعی سرین پروتئاز از خانواده کالیکرین هاست که منحصراً در سلول‌های اپیتلیال غده پروستات ساخته می‌شود. ساخت PSA تحت تنظیم پذیرنده‌های هورمون‌های جنسی مردانه یا آندروژن‌ها است. به دلیل اختصاصیت بافتی بسیار زیاد از سنجش PSA به عنوان شاخص تومورال، تاکنون بیشترین استفاده شده است. قسمت اعظم PSA ساخته شده در پروستات وارد مایع منی شده و نقش خارج کردن مایع منی از حالت انعقاد را برعهده دارد.

آنتی ژن اختصاصی پروستات به دو فرم متصل و آزاد در بدن وجود دارد. فرم متصل PSA در حدود 75 درصد PSA تام می‌باشد. بیشترین درصد اتصال PSA به آلفا 1-آنتی کموتربیسین (ACT) و به میزان بسیار کمی سایر پروتئازها مانند آلفا-دو-ماکروگلوبولین و مهارکننده آلفا پروتئاز (API) می‌باشد. فرم آزاد PSA در حدود 25 درصد PSA تام می‌باشد. در سنجش PSA تام هر دو فرم اندازه‌گیری می‌شوند.

سرطان پروستات یکی از مشکلات شایع مردان به ویژه در سنین بالا است. بررسی‌های مختلف شیوع سرطان پروستات را در مردان بین 70 تا 79 سال بین 36 تا/51 نشان داده است. طی ارزیابی‌های صورت گرفته بر روی آنالیزهای تشخیصی و درمانی انجام شده متعاقب کسب نتایج بالای آزمایش PSA مشخص گردید که آزمایش PSA تام به تنهایی از حساسیت و ویژگی (تشخیصی) کافی برای تشخیص یا غربالگری بدخیمی‌های غده پروستات برخوردار نیست و افزایش آن در موارد غیربدخیم، نظیر بزرگی خوش خیم پروستات (BPH) مشاهده می‌شود.

با توجه به محدودیت‌های سنجش PSA تام مانند وجود نتایج مثبت کاذب، سطح نرمال PSA در بعضی افراد مبتلا به سرطان پروستات، وجود گزارش‌های مینی بر افزایش سطح PSA در افرادی که مبتلا به سرطان نیستند. امروزه از سنجش نسبت درصد PSA آزاد به PSA تام برای بررسی وضعیت بیمار در کنار سایر مؤلفه‌های بالینی استفاده می‌شود. این مؤلفه بخصوص در زمانی که PSA تام افراد بین 4 تا 10 نانوگرم در میلی لیتر است، و نتیجه بیوپسی آنها منفی شده است، ارزش بالایی برای ارزیابی کلینیکی دارد.

IVD-REF: PS - Free PSA	 <b>پیشگامان سنجش</b> پیشگامان در تشخیص‌های و تست‌های	<b>کیت الایزا Free PSA</b>
Ver. No: 04		<b>Free PSA ELISA KIT</b>

### اساس آزمایش :

مبنای کیت سنجش free PSA شرکت تولیدی- تحقیقاتی پیشگامان سنجش ایساتیس بر پایه الایزا نوع ساندویچی می باشد. در این کیت از فن آوری استرپتاویدین در پوشاندن فاز جامد استفاده شده است. در روش آزمایش، استاندارد یا کنترل یا نمونه بیمار همراه با کونژوگه که حاوی دو نوع آنتی بادی علیه شاخص های اختصاصی free PSA یکی کونژوگه با بیوتین و دیگری کونژوگه با آنزیم HRP است و f.PSA را از دو جایگاه متفاوت شناسایی می کنند به چاهک های پوشیده شده از استرپتاویدین اضافه می شوند. f.PSA موجود در استاندارد یا کنترل یا نمونه بیمار بین دو آنتی بادی به حالت ساندویچ در آمده و مجموعه از طریق بیوتین به استرپتاویدین فازجامد متصل می شود. سپس اجزای اتصال نایافته طی شستشو از محیط خارج و با افزودن محلول سوپسترا - رنگزا و انکوباسیون بمدت 15 دقیقه رنگ آبی بوجود می آید. با افزودن محلول متوقف گر، واکنش آنزیمی متوقف می گردد و در نهایت شدت جذب نوری در 450 نانومتر اندازه گیری می شود. شدت رنگ تولید شده با مقدار f.PSA موجود در سرم نسبت مستقیم دارد .

### مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست :

1. سمپلرهای، 50 و 100 میکرولیتری دقیق. سمپلر 8 کاناله با قابلیت پپیتینگ 50 تا 100 میکرولیتر و یا دیسپنسر اتوماتیک، اگرچه ضروری نیست ولی باعث بهبود قابل توجه تکرارپذیری و صحت نتایج می گردد.
2. آب مقطر با هدایت الکتریکی کمتر از  $1 \mu\text{S}/\text{cm}$
3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر فرانس.
4. کاغذ جاذب رطوبت
5. دستگاه واشر اتوماتیک یا هر تجهیز دیگر نظیر سمپلر 8 کاناله یا سرنگ که قادر به ریختن 350 میکرولیتر محلول واش باشد.

### نگهداری کیت :

1. کیت پس از تحویل باید در دمای 2-8 درجه سانتی گراد (یخچال) نگهداری شود. کلیه معرف ها و اجزاء کیت تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی جعبه کیت به شرط نگهداری در دمای یادشده پایدار هستند. هرگز فراتر از تاریخ انقضاء مندرج بر روی جعبه از کیت استفاده نکنید.
2. غلظت کالیبراتورها و نیز دامنه قابل قبول نمونه های کنترل بر روی ویال درج شده است و ممکن است بین شناسه های مختلف ساخت تفاوت داشته باشد.

IVD-REF: PS - Free PSA	 <p>پیشگامان سنجش پیشگامان در زمینه تشخیصی و تست‌آوری</p>	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

3. از انجماد کیت یا اجزاء کیت خودداری نمایید.
4. میکروپلیت باید در کیسه در بسته به همراه نمگیر نگهداری شود. در هنگام استفاده پس از رسیدن دمای کیسه میکروپلیت به دمای اتاق، تعداد لازم استریپ را از کیسه آلومینیومی خارج و مابقی همراه نم گیر بلافاصله به کیسه منتقل و درب کیسه با دقت بسته و به یخچال منتقل گردد.
5. محلول شستشو باید روزانه و تازه تهیه شود و در همان روز تهیه مصرف شود.
6. تغییر در خصوصیات فیزیکی معرف ها نظیر وجود ذرات معلق در آنها اغلب حاکی از آلودگی و خرابی معرف ها می باشد.
7. محلول سوبسترا-رنگ زا باید بی رنگ باشد. وجود رنگ آبی در این محلول نشان از خرابی و آلودگی آن دارد و باید دور ریخته شود.
8. کیت های باز شده اگر در شرایط توصیه شده در بالا نگهداری شوند، حداکثر به مدت 8 هفته پایدار خواهند بود.
9. اجزاء کیت ها با سری ساخت متفاوت را با یکدیگر مخلوط نسازید و از جابه جایی درب معرف ها جلوگیری شود.
10. استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف برای دقت و صحت و پرهیز از آلودگی برای برداشتن نمونه ها، استانداردها و کنترل ها ضروری است.

### جمع آوری و آماده سازی نمونه:

1. سرم یا پلاسمای EDTA نمونه مناسب برای این آزمایش است.
2. از نمونه های با کدورت بالا، همولیز یا لیپمیک ترجیحاً استفاده نشود.
3. در صورتی که انجام آزمایش در همان روز جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد، نمونه ها را می توان برای مدت 48 ساعت در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگه داری کرد. برای مدت طولانی تر نمونه ها باید در  $20^{\circ}\text{C}$ - نگهداری شود.
4. از ذوب و انجماد مکرر نمونه ها اجتناب شود. نمونه های منجمد باید قبل از آزمایش به آرامی، اما به طور کامل مخلوط شده تا کاملاً یکنواخت و همگن گردد.

### احتیاطات و هشدارها

1. کیت فقط برای تشخیص آزمایشگاهی کاربرد دارد.

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پژوهشگاه برای تشخیص، پیشگیری و تسکین	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

2. کلیه معرف های کیت برای سنجش مستقیم fPSA در سرم یا پلاسمای EDTA استاندارد شده اند و برای سنجش fPSA در مایع منی یا سایر مایعات بیولوژیک و پلاسمای غیر EDTA مناسب نمی باشد.
3. قبل از آغاز سنجش، دستورالعمل پیش رو را بدقت مطالعه نموده و اطمینان حاصل کنید که تمامی نکات آن را بخوبی فرا گرفته اید. همواره از ویرایش معتبر و به روز دستورالعمل که همراه کیت بسته بندی شده است، استفاده کنید.
4. کلیه جوانب ایمنی در اجرای آزمایش رعایت شود. برای آگاهی از احتیاطات لازم به "راهنمای اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه ( روش های صحیح میکروب شناسی و تکنیک های صحیح آزمایشگاهی )" تالیف دکتر شهلا فارسی از انتشارات کمیته ایمنی و امنیت زیست آزمایشگاهی اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت ویرایش 1393 مراجعه نمایید.
5. از تماس تمام معرف ها به ویژه محلول توقف که حاوی اسید کلریدریک است با پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با آب و صابون شستشو داده شود.
6. در این کیت برای ساخت برخی اجزا از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر آنتی بادی علیه HIV-1 and 2 و HCV و آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B (HBsAg)، منفی گزارش شده اند، ولی از آنجایی که هیچ آزمایشی نمی تواند به طور کامل ایمنی یک نمونه با منشاء انسانی را تضمین نماید، با آن همانند یک نمونه بالقوه عفونی رفتار نمایید.
7. با کلیه نمونه های بیمار به عنوان نمونه های بالقوه عفونی برخورد نمایید.
8. برخی از معرف ها حاوی سدیم آزاید به عنوان نگهدارنده می باشند. سدیم آزاید ممکن است با سرب و مس موجود در لوله کشی آب شهری واکنش داده و تولید آزیدهای فلزی قابل انفجار کند. جهت آگاهی از نحوه و راهایی پس ماندهای آزمایشگاهی به "دستورالعمل نحوه مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی" تالیف دکتر شهلا فارسی از انتشارات کمیته ایمنی و امنیت زیست آزمایشگاهی اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت ویرایش 1394 مراجعه نمایید.

### آماده سازی معرف ها:

1. همه معرف ها باید قبل از استفاده به دمای اتاق ( $20-27^{\circ}\text{C}$ ) برسند.
2. تهیه محلول شستشو: برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با 19 حجم آب مقطر رقیق نمائید.

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص‌های تشخیصی و تشخیصی	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

### نکات مهم در انجام تست:

1. فرایند شستشو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شستشوی ناکافی باعث عدم جدا شدن پیوندهای غیراختصاصی و جذب نوری زمینه (Background) می گردد.
2. کیفیت آب مقطر مصرفی در کیفیت محلول شستشو و جدا کردن پیوندهای غیراختصاصی اهمیت زیادی دارد.
3. در مواردی که مقدار f.PSA نمونه بیش از 10 ng/mL باشد، نمونه را با استاندارد صفر رقیق و سپس آزمایش را تکرار نموده و ضریب رقت را در محاسبه نهایی منظور نمایید.
4. قبل از شروع کار اطمینان حاصل نمایید که دمای کلیه اجزاء کیت به دمای اتاق رسیده باشد.
5. دمای مطلوب محیط آزمایشگاه برای آزمایش های الایزا 20 تا 27 درجه سانتیگراد می باشد.
6. معرف ها و نمونه ها را قبل از آزمایش بخوبی مخلوط نمایید.
7. بهتر است استانداردها، کنترل ها و نمونه ها را به صورت دوتایی (Duplicate) و ترجیحاً در دو چاهک عمودی آزمایش کنید و میانگین جذب نوری دو چاهک جهت محاسبه نتایج مورد استفاده قرار گیرد.
8. جهت پیپت کردن محلول سوبسترا-رنگ زا و محلول توقف از میکروپیپت های حاوی قطعات فلزی استفاده

### تکنیک

9. زمان های انکوباسیون و دمای انکوباسیون را با دقت رعایت کنید.
10. در کیت fPSA شرکت پیشگامان سنجش به دلیل استفاده از استرپتاویدین برای پوشاندن کف چاهک، تا زمان افزودن کونژوگه عملاً واکنشی در چاهک رخ نمی دهد، بنابراین، جز خطای ناشی از تبخیر نمونه (در صورتی که ریختن استانداردها، کنترل ها و نمونه ها بیش از 5 دقیقه به طول بیانجامد) خطای قابل توجهی از ناحیه اختلاف زمانی بین ریختن اولین نمونه و آخرین نمونه رخ نمی دهد. با این وجود پیپتینگ چاهک ها با محلول کونژوگه نباید بیشتر از 5 دقیقه به طول بیانجامد، لذا توصیه می شود، اگر کل پلیت هم زمان ران می شود، برای پرهیز از خطای ناشی از اختلاف زمانی، از تجهیزاتی نظیر دیسپنسر اتوماتیک یا سمپلر هشت کاناله برای ریختن معرف ها استفاده شود یا بیش از شش استریپ در هر بار ران نشود.
11. در هر بار انجام آزمایش منحنی کالیبراسیون را مجدد ترسیم نموده و برای محاسبه نتایج از منحنی ذخیره شده استفاده نکنید.
12. مراحل آزمایش را بدون وقفه انجام دهید. وقفه بین مراحل باعث نتایج کاذب می گردد.
13. در کلیه مراحل انجام آزمایش و متعاقب هر مرحله پیپتینگ، چاهک ها از نظر وجود حباب بررسی شوند. در صورت وجود حباب با ضربه آهسته به پلیت از محیط خارج شوند.

IVD-REF: PS - Free PSA	 <p>پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص، سنجش و تست‌آوری</p>	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

14. هر نوع نمونه یا ماده کنترلی که حاوی سدیم آزاد یا تیومرسال باشد، با این کیت سازگار نبوده و آزمایش بر روی آنها ممکن است به حصول پاسخ های کاذب بیانجامد.

15. با توجه به ارزش بالینی تعیین نسبت f.PSA به PSA تام، تاکید می گردد هر دو تست با کیت الایزا پیشگامان سنجش، تعیین و گزارش گردند. معتبرترین داده ها زمانی است که از لات نامبر یکسان برای سنجش هر دو تست استفاده گردد.

### روش انجام آزمایش:

- 1- تعداد چاهک های کوت شده برای استانداردها، کنترل ها و نمونه های بیمار را بصورت 2 تایی انتخاب کنید و مابقی چاهک ها را همراه ماده نمگیر درون کیسه مخصوص قرار داده و درب آنرا ببندید.
- 2- 50 میکرولیتر از استانداردها، کنترل ها و نمونه های بیمار به داخل هر چاهک بریزید.
- 3- 100 میکرولیتر از محلول کونژوگه ، به تمام چاهک ها اضافه کنید.
- 4- پلیت را بمدت 30 ثانیه به آرامی تکان دهید تا محتویات چاهک ها به خوبی مخلوط شوند. سپس درب چاهک ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده، آنرا بمدت 45 دقیقه در دمای اتاق (20-27°C) انکوبه کنید.
- 5- محتویات چاهک ها را خالی کرده و چاهک ها را طبق دستورالعمل زیر شستشو دهید:
- برای شستشوی چاهک ها، ابتدا 350 میکرولیتر بافر شستشو را داخل چاهک بریزید، سپس چاهک ها را وارونه کرده و همراه با تکان دادن خالی کنید و عمل شستشو را چهار بار دیگر (جمعاً به مدت 5 بار) تکرار کنید. در انتهای شستشو، با ضربه زدن ملایم پلیت بر روی کاغذ جاذب الرطوبه تمامی مایع موجود در چاهک ها را تخلیه نمائید.
- بهتر است برای شستشو از دستگاه های اتوماتیک و اشرفی که قابل برنامه ریزی است استفاده نمایید. که در این صورت به دستورالعمل دستگاه شستشو مراجعه نمایید.
- 6- 100 میکرولیتر از سوبسترا-رنگ زا آماده مصرف به تمامی چاهک ها اضافه کنید و آنها را بمدت 15 دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه نمائید.
- 7- 50 میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش به همان ترتیبی که محلول سوبسترا رنگ زا را اضافه نمودید، به همه چاهک ها اضافه کنید. سپس حداکثر ظرف مدت 10 دقیقه جذب نوری هر چاهک را در طول موج 450 نانومتر با دستگاه الایزا ریدر قرائت نمائید (در صورت امکان از طول موج 630 نانومتر بعنوان فیلتر فرانس استفاده کنید).

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص‌های تشخیصی و تست‌آوری	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT


### محاسبه نتایج:

- با استفاده از میانگین جذب نوری استاندارد‌ها بر روی محور عمودی (محور Y) و غلظت مشخص آنها بر روی محور افقی (محور X) بر روی کاغذ میلی متری، منحنی استاندارد را از طریق ترسیم خطوطی که از تمامی نقاط تلاقی عبور کرده باشد، ترسیم کنید.
- میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور Y جای آنرا پیدا کنید. سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل کنید. از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور X وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.
- در صورتی از اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت که مجهز به سیستم پردازش داده های داخلی است استفاده می کنید، جهت محاسبه نتایج و ترسیم منحنی کالیبراسیون به دستورالعمل دستگاه مراجعه نمایید. برای محاسبه نتایج کیت f.PSA شرکت پیشگامان سنجش ایستاس از مدل محاسباتی نقطه-به-نقطه (Point-to-point) استفاده کنید.

### داده های نمادین منحنی کالیبراسیون

مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل بعنوان داده های نمادین آورده شده است. لازم به یادآوری است این داده ها فقط جنبه راهنمایی داشته و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید براساس نتایج بدست آمده در آزمایشگاه خویش ترسیم نماید.

Row	ng/mL	OD
1	0	0.03
2	0.25	0.11
3	1.0	0.35
4	2.5	0.72
5	5.0	1.41
6	10	2.83



### کنترل کیفی:

در هر کیت دو نمونه کنترل وجود دارد که مقادیر موردانتظار برای هر یک بر روی برجسب ویال درج شده است. علاوه بر کنترل داخل کیت، آزمایشگاه می تواند از نمونه های سرم انباشته (Pooled serum) که در خود آزمایشگاه



IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص‌های تشخیصی و تست‌های ژنتیکی	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

تهیه شده یا نمونه های کنترل خارجی نیز استفاده نماید. در دو حالت یادشده لازم به ذکر است که آزمایشگاه باید مقدار هدف ، انحراف معیار نتایج و کرانه های بالایی (UCL) و پایینی (LCL) قابل قبول را خود محاسبه و مبنای برنامه های کنترل کیفی خویش قرار دهد.

#### بازه مرجع:

زمانی که غلظت PSA تام بین 4 تا 10 نانوگرم بر میلی لیتر باشد، نسبت Free PSA به PSA تام، به عنوان یک معیار کمکی جهت افتراق بروز سرطان پروستات و بزرگی خوش خیم پروستات می باشد. لازم به ذکر است آزمایش PSA تام ، free PSA و نسبت این دو آنالیت، معیار های کمک کننده بوده و لازمه تشخیص سرطان پروستات، بیوپسی می باشد.

نسبت free PSA به PSA تام	احتمال بروز سرطان
0-10%	56%
10%-15%	28%
15%-20%	20%
20%-25%	16%
25%≤	8%

Up to 0.9 ng/ml	محدوده طبیعی با حدود اطمینان 95 درصدی
-----------------	---------------------------------------

#### محدوده مورد انتظار :

با مطالعه صورت گرفته بر روی 250 نمونه سرم مردان سالم، مقدار free PSA با کیت شرکت پیشگامان سنجش به روش الایزا به صورت زیر می باشد. پیشنهاد می گردد هر آزمایشگاهی مقادیر طبیعی خود را به دست آورد.

#### خصوصیات اجرایی کیت

#### 1- حد پایینی اندازه گیری (Lower limit of measurement):

حد شاهد (Limit-of-Blank: LOB) و حد آشکارسازی (Limit-of-detection: LOD) مطابق با راهنمای EP 17-A2 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) بدست آمد.

به طور خلاصه حد شاهد تحت عنوان مقدار صدک 95 ام (95<sup>th</sup> percentile) از 60 بار اندازه گیری بر روی نمونه شاهد (استاندارد صفر) طی چندین ران بدست آمد. حد شاهد معادل غلظتی در نظر گرفته شد که 95٪ از 60 نتیجه اندازه گیری های تکراری مقداری کمتر از آن بدست دهد. با این روش حد شاهد معادل 0.022 ng/mL بدست

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص‌های تشخیصی و تست‌های غربی	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

آمد. برای تعیین حد آشکارسازی 20 اندازه گیری تکراری بر روی سه نمونه سرم (n=20×3=60) با محتوای f.PSA کمتر از **0.1 ng/mL** که مقدار f.PSA آن به روش مستقل دیگری تعیین شده بود طی سه روز انجام شد و بزرگترین انحراف معیار اندازه گیری های تکراری بر روی سه نمونه یاد شده مبنای تعیین حد آشکارسازی قرار گرفت. و از رابطه زیر حد آشکارسازی معادل **0.05 ng/mL** تعیین گردید.

$$LOD = LOB + 1.645SD_{Low}$$

## 2- دقت (Precision):

دقت روش با استفاده از کلیه معرف های کیت f.PSA شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس و سه انباشته سرمی تهیه شده از نمونه های بیمار در نقاط مختلف بازه اندازه گیری (0-10 ng/mL) مطابق با راهنمای EP 05-A3 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) بدست آمد.

طی 10 روز کاری، سه کاربر و هر یک روزانه سه ران اندازه گیری های تکراری به صورت دوتایی در هر ران بروی نمونه های یاد شده انجام دادند (2×3×3×10). نتایج به کمک یک نرم افزار صفحه گسترده و با روش آماری Fully nested ANOVA تحلیل گردید: خلاصه نتایج در جدول زیر آورده شده است.

Sample Description	Mean (ng/mL)	Repeatability		Within-Laboratory Precision	
		SD	%CV	SD	%CV
Patient Pool	<b>0.33</b>	<b>0.017</b>	<b>5.15</b>	<b>0.036</b>	<b>10.91</b>
Patient Pool	<b>3.04</b>	<b>0.125</b>	<b>4.11</b>	<b>0.428</b>	<b>14.08</b>
Patient Pool	<b>7.20</b>	<b>0.481</b>	<b>6.67</b>	<b>0.581</b>	<b>8.07</b>

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پژوهشگاه در زمینه تشخیص‌های تشخیصی و سونوگرافی	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

### 3- اختصاصیت (Specificity):

ارزیابی اختصاصیت مطابق با راهنمای EP 07-A2 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI)، جهت تعیین میزان تداخل از ناحیه مداخله گره‌های متداول موجود در سرم انجام گردید. به اختصار برای ارزیابی هر مداخله گر سرم بیمار در دو ناحیه غلظتی به دو بخش مساوی تقسیم و به یکی افزونه حاوی مداخله گر و به دیگری حجم مساوی افزونه فاقد مداخله گر (بافر PBS) اضافه و حد تداخل مطابق با فرمول زیر محاسبه گردید. نتایج در جدول زیر خلاصه شده است.

$$\%interference = \frac{\text{measured value} - \text{true value}}{\text{true value}} \times 100$$

Compound	Concentration with no Significant interference
Lipemia (Intralipid)	1000 mg/dL
Bilirubin(unconjugated)	20 mg/dL
hemoglobin	500 mg/dL

### 4- خطی بودن (Linearity):

به منظور ارزیابی خطی بودن یک نمونه با غلظت اولیه 9.65 ng/mL را با نمونه دیگری با غلظت 0.34 ng/mL به نسبت‌های مختلف با یکدیگر رقیق کردیم و رقت‌های مختلف را به صورت مضاعف اندازه‌گیری و نتایج را با مقادیر موردانتظار که از ضرب غلظت اولیه در ضریب رقت بدست آمده بود مقایسه کردیم و میزان بازایی و سوگرایی را در نقاط مختلف محاسبه کردیم، که نتایج در جدول زیر خلاصه شده است.

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پژوهشگاه در زمینه تشخیص‌های و تست‌های نوآوری	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

No	Ratio	Expected (ng/mL)	Rep 1 (ng/mL)	Rep 2 (ng/mL)	recovery%	%Bias
1	1	9.65	9.33	9.97	NA	NA
2	0.9	8.72	8.39	8.53	97%	-2.9%
3	0.8	7.79	7.48	7.97	99%	-0.8%
4	0.7	6.86	6.88	6.97	101%	1.0%
5	0.6	5.93	6.20	7.06	112%	11.9%
6	0.5	4.99	5.24	5.71	110%	9.6%
7	0.4	4.06	4.59	4.46	111%	11.5%
8	0.3	3.13	3.32	3.33	106%	6.1%
9	0.2	2.20	2.34	2.42	108%	8.3%
10	0.1	1.27	1.29	1.32	103%	2.8%
11	0	0.34	0.34	0.34	NA	NA

NA: کاربرد ی ندارد

5- درستی (Trueness):

### 1-5- ارزیابی بازیابی (Recovery Evaluation)

ارزیابی خطای سیستماتیک یا Bias روش به دو صورت انجام گرفت. ابتدا میزان خطای سیستماتیک نسبی (Proportional Error) از طریق مطالعات بازیابی و با افزودن مقادیر مشخص از fPSA انجام گرفت. در این ارزیابی مقدار مشخصی از fPSA به نمونه های مختلف با محتوای fPSA متفاوت افزوده و سپس توانمندی سیستم اندازه گیری در تعیین و بازیابی مقدار افزوده شده از طریق رابطه زیر محاسبه گردید:

$$\%Recovery = \frac{Concentration\ Recovered}{Concentration\ Added} \times 100$$

همچنین مقدار خطای سیستماتیک که به زبان ریاضی با Bias بیان می گردد، از رابطه زیر بدست آمد:

$$\%Bias = \frac{\bar{X}\ measured - expected}{Expected} \times 100$$

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص‌های تشخیصی و تست‌های غربی	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

نتایج این ارزیابی در جدول زیر خلاصه شده است:

Sample	Original Concentration (ng/mL)	1.86 ng/mL added	
		Recovery%	Bias
1	1.48	116.41%	9.03%
2	2.54	99.64%	-0.15%
3	3.52	111.42%	3.87%
4	4.22	115.05%	4.51%


## 2-5- ارزیابی مقایسه‌ای (Method comparison)

بدلیل اهمیت سنجش همزمان tPSA و fPSA سنجش بر روی 47 نمونه بیمار با استفاده از کلیه معرف های کیت fPSA و tPSA پیشگامان و کیت های fPSA روش *CanAg Free PSA Ref 350-10* و *CanAg PSA ref340-10* ( $n=47$   $PSA$  range 0.26-7.64) مطابق با راهنمای EP 09-A2 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) انجام و کسر fPSA/tPSA بدست آمده با هر دو جفت روش به روش رگرسیون خطی با یکدیگر مقایسه گردید. خلاصه نتایج و نمودار رگرسیون خطی، در ادامه آورده شده است:

$$PSI = 1.0681CanAg + 0.0106$$

$$r = 0.991457$$

$$r^2 = 0.982987$$



IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سن‌جش پژوهشگاه در زمینه تشخیص‌های و تست‌های نوآوری	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

## 6- پدیده هوک

در این کیت ، اثر هوک تا غلظت  $150 \text{ ng/mL}$  PSA دیده نشد.

### منابع و مراجع

1. Catalona W.J. et al. (1995). Evaluation of percentage of free serum prostate-specific antigen to improve specificity of prostate cancer screening. JAMA. 274(15):1214-20.
2. CLSI. Evaluation of detection capability for clinical laboratory measurement procedures; approved guideline. 2nd ed. CLSI document EP 17-A2. Pierson-Perry J.F. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2012.
3. CLSI. Evaluation of precision of quantitative measurement procedures; approved guideline. CLSI document EP 05-A3. McEnroe R.J. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2014.
4. CLSI. Interference Testing in clinical chemistry; approved guideline. 2nd ed. CLSI document EP07-A23. McEnroe R.J. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2005.
5. CLSI. User Protocol for Evaluation of qualitative test performance; Approved guideline 2<sup>nd</sup> ed. CLSI document EP 12-A2. Garrett P.E. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2008.
6. Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, derived from intra- and inter-individual biologic variation, <https://www.westgard.com/biodatabase1.htm>
7. Gatalon, W.J. et al. (1991). Measurement of prostate specific antigen in serum as a screening test for prostate cancer. The England Journal of Medicine Anthropological Research, 324(17), 1156-61
8. Kasper D.L. et al. (2015). Harrison's principles of internal medicine. 19th ed. (pp. 580-84). Mc Graw Hill Education
9. McPherson R.A. et al (2017). Henry's Clinical Diagnosis and management by Laboratory Methods. 23rd ed. (pp.1442-43) Elsevier Inc.
10. Pagana K.D. et al. (2018). Mosby's Manual of diagnostic and Laboratory tests. 6th ed. (pp. 378-81) Elsevier Inc.
11. Rifai Nader. et al. (2018). Clinical chemistry and molecular diagnostics. 6th ed. (pp.472-75) Elsevier Inc.

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سن‌جش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تست‌های غربی	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

### خطایابی در آزمایش های الایزا

نوع مشکل	علت مشکل	راه حل
پایین بودن OD استاندارد ها و نمونه ها	افت و یا آلودگی کونزوگه	تکرار تست با کونزوگه جدید
	پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون، به دما نرسیدن محلولهای کیت و نمونه بیماران	1. دمای آزمایشگاه و تایمر را چک کرده و تست را تکرار کنید. 2. قبل از شروع آزمایش کیت و نمونه بیماران به دمای اتاق برسد.
	PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer.	1. PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. 2. پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.
	شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک ها	1. پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید. 2. پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید.
	طول موج خوانش نامناسب (405 nm بجای 450nm)	1. تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. 2. طول موج دستگاه را دوباره چک کنید.
صحیح نبودن نمودار استاندارد ها	آلودگی استاندارد ها	از سری استاندارد جدید استفاده کنید.
	پیپتینگ نامناسب	1. استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف 2. از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید.

IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سن‌جش پیشگامان در زمینه‌های تشخیصی و تست‌های	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

3. توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد.		
4. توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نوک سمپلر نشود.		
1. PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.	PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer.	
2. پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک‌ها بلافاصله تست را ادامه دهید.	شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک‌ها	
تکرار تست با استاندارد های جدید	آلودگی استاندارد صفر	بالا بودن رنگ زمینه، بالا بودن OD
استفاده از محلول رنگزا جدید	آلودگی محلول رنگزا	
1. عدم آلودگی آب مقطر با موادی مانند وایتکس را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.	آلودگی و یا غلظت پایین Wash Buffer، شستشوی نامناسب	
2. تمام سوزن های دستگاه و اش را چک کنید.		
1. تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید.	طول موج نامناسب در خوانش	
2. طول موج دستگاه را دوباره چک کنید.		
3. از فیلتر 630 نانومتر بعنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید.		
تکرار تست با محلول Stop جدید	آلودگی محلول Stop	عدم تولید رنگ در چاهک‌ها
تکرار تست با مواد همان کیت	استفاده از مواد سایر کیت‌ها	
تکرار تست	انجام نشدن مرحله ای از تست	
تکرار تست با محلول رنگزا جدید	آلودگی محلول رنگزا	
تکرار تست با محلول کونژوگه جدید	آلودگی محلول کونژوگه با سدیم آزاید	



IVD-REF: PS - Free PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص‌های و تست‌های آلودگی	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT

<p>1. استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف</p> <p>2. از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید</p> <p>3. توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد.</p> <p>4. توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نشود.</p> <p>5. توجه کنید جداره خارجی نوک سمپلر حاوی محلول نباشد.</p> <p>6. کالیبراسیون و تمیز کردن ادواری سمپلر ها</p>	<p>پیپتینگ نامناسب، گرفتگی لوله داخلی سمپلر بواسطه آلودگی</p>	<p>عدم تکرار پذیری مناسب</p>
<p>فاصله زمانی بین اضافه کردن استاندارد ها و نمونه نباید بیشتر از 10 دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست.</p>	<p>طولانی شدن زمان انجام تست</p>	
<p>پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید.</p>	<p>نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد</p>	
<p>پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p>	<p>باقی ماندن کونژوگه در لبه چاهکها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهک ها</p>	
<p>در حین انکوباسیون و بعد از Stop کردن واکنش توجه کنید حباب در چاهک ها نباشد.</p>	<p>وجود حباب در چاهک ها</p>	
<p>کف چاهکها را با دستمال نرم و مرطوب، تمیز کنید.</p>	<p>کثیف بودن کف چاهکها</p>	
<p>قبل از استفاده، ویال محلول ها را به آرامی تکان دهید.</p>	<p>مخلوط نشدن محلول های کیت</p>	

IVD-REF: PS - Free PSA	 <p data-bbox="448 142 638 182">پیشگامان سنجش پزشکخانه های تخصصی تشخیصی و تست و آوری</p>	کیت الایزا Free PSA
Ver. No: 04		Free PSA ELISA KIT