

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پخش کننده در سراسر کشور و نمایندگی در استان آذربایجان شرقی	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

آماده سازی	96 تستی	48 تستی	معرف
آماده مصرف	1×96 wells	1×48 wells	پلیت پوشیده شده با استرپتاویدین
آماده مصرف	6 ×0.5 mL	6 ×0.5 mL	کالیبراتور 1-6 (0، 1، 5، 10، 20، و 40 نانوگرم در میلی لیتر) با قابلیت ردیابی به ماده مرجع WHO 668/96 در بافر سازگار با سرم انسانی، همراه با نگهدارنده
آماده مصرف	1 ×0.5 mL	1 ×0.5 mL	یک نمونه کنترل در بافر سازگار با سرم انسانی همراه با نگهدارنده ( بازه قابل قبول سرم کنترل بر روی برجسب قید شده است)
آماده مصرف	1 ×12.0 mL	1 ×6.0 mL	کونژوگه (قرمز رنگ)
به نسبت 1 به 20 با آب مقطر یا آب دیونیزه رقیق کنید	1 ×30 mL	1 ×30 mL	محلول شستشو غلیظ
آماده مصرف	1 ×12.0 mL	1 ×6.0 mL	محلول سوپسترا-رنگ زا (تترامتیل بنزدین و آب اکسیژنه)
آماده مصرف	1 ×6.0 mL	1 ×6.0 mL	محلول توقف (اسید کلریدریک 1 مولار)

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پیشگام در سنجش‌های تشخیصی و تست‌های غربی	کیت الیزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

## کاربرد:

کیت PSA ELISA Kit شرکت پیشگامان سنجش ایستاس برای اندازه‌گیری کمی آزمایشگاهی شاخص تومورال آنتی ژن اختصاصی پروستات تام (tPSA) Total Prostate-specific Antigen در سرم یا پلاسما طراحی گردیده است.

## مقدمه:

آنتی ژن اختصاصی پروستات یا PSA نوعی سرین پروتئاز از خانواده کالیکرئین ها است که منحصراً در سلول های اپیتلیال غده پروستات ساخته می شود. ساخت PSA تحت تنظیم پذیرنده های هورمون های جنسی مردانه یا آندروژن هاست.

آنتی ژن اختصاصی پروستات به دو فرم متصل و آزاد در بدن وجود دارد. فرم متصل PSA در حدود 75 درصد PSA تام می باشد. بیشترین درصد اتصال PSA به آلفا 1-آنتی کموتریپسین (ACT) و به میزان بسیار کمی سایر پروتئازها مانند آلفا-دو- ماکروگلوبولین و مهارکننده آلفا پروتئازی (API) می باشد. فرم آزاد PSA در حدود 25 درصد PSA تام می باشد. در سنجش PSA تام هر دو فرم اندازه‌گیری می شوند.

سرطان پروستات یکی از شایعترین بدخیمی های مردان به ویژه در سنین بالا می باشد. در تحقیقات مختلف صورت گرفته، میزان شیوع سرطان پروستات در مردان بین 70 تا 79 سال بین 36 تا 51 درصد گزارش گردیده است. به دلیل اینکه در اکثر موارد، بروز سرطان پروستات به شکل خاموش می باشد، سنجش PSA تام، به دلیل اختصاصیت بافتی بسیار بالا، در کنار سایر معاینات بالینی نقش بسیار مهمی در تشخیص بیماری دارند. علاوه بر سرطان پروستات، میزان این آنتی ژن بافتی در سایر موارد نظیر هایپر تروفی خوش خیم پروستات (BPH)، و التهاب پروستات نیز افزایش می یابد. علیرغم افزایش در مواردی غیر از سرطان پروستات، سنجش میزان PSA تام در کاهش 20 درصدی مرگ و میر مردان در بسیاری از گذشته پژوهی های بلند مدت به اثبات رسیده است. در مواردی که سلولهای غده پروستات به سمت سرطانی شدن تمایل پیدا می کنند، میزان تولید فرم متصل PSA نسبت به فرم آزاد PSA افزایش پیدا می کند که این تغییر، به عنوان یک فاکتور با ارزش در کنار سایر معیارهای تشخیصی مطرح می گردد.

میزان کاهش tPSA به عنوان معیاری برای پایش موفقیت آمیز بودن درمان در مردانی که تحت عمل جراحی برداشت ششعاعی پروستات، شیمی درمانی، ادجوانت درمانی و پرتودرمانی قرار گرفته اند محسوب می شود.

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش تشخیصی و تشخیصی	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

از آنجایی که PSA در مقادیر ناچیز در غدد بافت حاشیه پیشابراه، مقعد و بافت سرطانی پستان وجود دارند، لذا PSA در زنان نیز قابل اندازه گیری است. گاهی اوقات دلایل یادشده باعث می شود حتی متعاقب جراحی و برداشت پروستات، مقداری PSA در خون وجود داشته باشد.

موردی نظیر احتباس ادراری متعاقب آزمایش مقعدی، سیستم اسکوپ، کولونوسکوپی و بیوپسی درون پیشابراهی، لیزر درمانی که منجر به التهاب یا ترومای پروستات می شود، به درجاتی از افزایش tPSA می انجامد که همواره باید در تفسیر هر نتیجه بیشتر از بازه نرمال مدنظر قرار گیرد.

### اساس آزمایش :

مبنای کیت سنجش PSA شرکت تولیدی-تحقیقاتی دانش بنیان پیشگامان سنجش ایستاتیس بر پایه اصول الایزا نوع ساندویچی می باشد. در این کیت از فن آوری استرپتاویدین در پوشاندن فاز جامد استفاده شده است. در روش آزمایش، استاندارد یا کنترل یا نمونه بیمار همراه با کونژوگه که حاوی دو نوع آنتی بادی علیه PSA یکی کونژوگه با بیوتین و دیگری کونژوگه با آنزیم HRP است و PSA را از دو جایگاه متفاوت شناسایی می کنند به چاهک های پوشیده شده از استرپتاویدین اضافه می شوند. PSA موجود در استاندارد یا کنترل یا نمونه بیمار بین دو آنتی بادی به حالت ساندویچ در آمده و مجموعه از طریق بیوتین به استرپتاویدین فاز جامد متصل می شود. سپس اجزای اتصال نایافته طی شستشو از محیط خارج و با افزودن محلول سوپسترا - رنگزا و انکوباسیون بمدت 15 دقیقه رنگ آبی بوجود می آید. با افزودن محلول متوقف گر، واکنش آنزیمی متوقف می گردد و در نهایت شدت جذب نوری در 450 نانومتر اندازه گیری می شود. شدت رنگ تولید شده با مقدار PSA موجود در سرم نسبت مستقیم دارد.

### مواد و وسایل مورد نیاز که در کیت موجود نیست :

1. سمپلهای 20، 50 و 100 میکرولیتری دقیق. سمپلر 8 کاناله با قابلیت پیپتینگ 50 تا 100 میکرولیتر و دیسپنسر اتوماتیک، اگر چه ضروری نیست ولی باعث بهبود قابل توجه تکرارپذیری و صحت نتایج می گردد.
2. آب مقطر با هدایت الکتریکی کمتر از  $1\mu\text{S}/\text{cm}$
3. دستگاه الایزا ریدر دارای فیلتر 450 نانومتری و در صورت امکان 630 نانومتری بعنوان فیلتر مرجع.
4. کاغذ جاذب رطوبت
5. دستگاه واشر اتوماتیک یا هر تجهیز دیگر نظیر سمپلر 8 کاناله یا سرنگ که قادر به ریختن 350 میکرولیتر محلول شستشو باشد.

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص‌های و تست‌های آزمایشگاهی	کیت الیزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

## نگهداری کیت :

1. کیت پس از تحویل باید در دمای 2-8 درجه سانتی گراد (یخچال) نگهداری شود. کلیه معرف ها و اجزاء کیت تا تاریخ انقضاء مندرج بر روی جعبه کیت به شرط نگهداری در دمای یادشده پایدار هستند. هرگز فراتر از تاریخ انقضاء مندرج بر روی جعبه از کیت استفاده نکنید.
2. غلظت کالیبراتورها و نیز دامنه قابل قبول نمونه های کنترل بر روی ویال درج شده است و ممکن است بین شناسه های مختلف ساخت تفاوت داشته باشد.
3. از انجماد کیت یا اجزاء کیت خودداری نمایید.
4. میکروپلیت باید در کیسه در بسته به همراه نمگیر نگهداری شود. در هنگام استفاده پس از رسیدن دمای کیسه میکروپلیت به دمای اتاق، تعداد لازم استریپ را از کیسه آلومینیومی خارج و مابقی همراه نم گیر بلافاصله به کیسه منتقل و درب کیسه با دقت بسته و به یخچال منتقل گردد.
5. محلول شستشو باید روزانه و تازه تهیه شود و در همان روز تهیه مصرف شود.
6. تغییر در خصوصیات فیزیکی معرف ها نظیر وجود ذرات معلق در آنها اغلب حاکی از آلودگی و خرابی معرف ها می باشد.
7. محلول سوبسترا-رنگ زا باید بی رنگ باشد. وجود رنگ آبی در این محلول نشان از خرابی و آلودگی آن دارد و باید دور ریخته شود.
8. کیت های باز شده اگر در شرایط توصیه شده در بالا نگهداری شوند، حداکثر به مدت 8 هفته پایدار خواهند بود.
9. اجزاء کیت ها با سری ساخت متفاوت را با یکدیگر مخلوط نسازید و از جابه جایی درب معرف ها جلوگیری شود.
10. استفاده از سر سمپلر یکبار مصرف برای دقت و صحت و پرهیز از آلودگی برای برداشتن نمونه ها استانداردها و کنترل ها ضروری است.

## جمع آوری و آماده سازی نمونه:

1. سرم یا پلاسما EDTA نمونه مناسب برای این آزمایش است.
2. از نمونه های با کدورت بالا، همولیز یا لیپمیک ترجیحا استفاده نشود.

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تشخیصی	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

3. در صورتی که انجام آزمایش در همان روز جمع آوری نمونه امکان پذیر نباشد، نمونه ها را می توان برای مدت 48 ساعت در دمای 2 تا 8 درجه سانتیگراد نگه داری کرد. برای مدت طولانی تر نمونه ها باید در  $20^{\circ}\text{C}$ - سانتیگراد نگهداری شود.

4. از ذوب و انجام مکرر نمونه ها اجتناب شود. نمونه های منجمد باید قبل از آزمایش به آرامی، اما به طور کامل مخلوط شده تا کاملاً یکنواخت و همگن گردد.

### احتیاطات و هشدارها

1. کیت فقط برای تشخیص طبی آزمایشگاهی کاربرد دارد.
2. کلیه معرف های کیت برای سنجش مستقیم PSA در سرم یا پلاسمای EDTA استاندارد شده اند و برای سنجش PSA در سایر مایعات بیولوژیک یا پلاسمای غیر EDTA مناسب نمی باشد.
3. قبل از آغاز سنجش، دستورالعمل پیش رو را بدقت مطالعه نموده و اطمینان حاصل کنید که تمامی نکات آن را بخوبی فرا گرفته اید. همواره از ویرایش معتبر و به روز دستورالعمل که همراه کیت بسته بندی شده است، استفاده کنید
4. کلیه جوانب ایمنی در اجرای آزمایش رعایت شود. برای آگاهی از احتیاطات لازم به "راهنمای اصول کلی حفاظت و پیشگیری از آلودگی کارکنان و محیط آزمایشگاه ( روش های صحیح میکروپ شناسی و تکنیک های صحیح آزمایشگاهی )" تالیف دکتر شهلا فارسی از انتشارات کمیته ایمنی و امنیت زیست آزمایشگاهی اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت ویرایش 1393 مراجعه نمایید.
5. از تماس تمام معرف ها به ویژه محلول توقف که حاوی اسید کلریدریک است با پوست جلوگیری شود. در صورت تماس با آب و صابون شستشو داده شود.
6. در این کیت برای ساخت برخی اجزا از سرم انسانی استفاده شده است که از نظر آنتی بادی علیه HIV-1 and 2 و HCV و آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B (HBsAg)، منفی گزارش شده اند، ولی از آنجایی که هیچ آزمایشی نمی تواند به طور کامل ایمنی یک نمونه با منشاء انسانی را تضمین نماید، با آن همانند یک نمونه بالقوه عفونی رفتار نمایید.
7. با کلیه نمونه های بیمار به عنوان نمونه های بالقوه عفونی برخورد نمایید.
8. برخی از معرف ها حاوی سدیم آزاید به عنوان نگهدارنده می باشند. سدیم آزاید ممکن است با سرب و مس موجود در لوله کشی آب شهری واکنش داده و تولید آزیدهای فلزی قابل انفجار کند. جهت آگاهی از نحوه و راهایی پس ماندهای آزمایشگاهی به "دستورالعمل نحوه مدیریت پسماندهای آزمایشگاهی" تالیف دکتر شهلا فارسی از

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش، تشخیص و تست‌های آزمایشگاهی	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

انتشارات کمیته ایمنی و امنیت زیست آزمایشگاهی اداره کل آزمایشگاه مرجع سلامت و ویرایش 1394 مراجعه نمایید.

### آماده سازی معرف ها:

1. همه معرف ها باید قبل از استفاده به دمای اتاق (20°C-27) برسند.
2. تهیه محلول شستشو: برای تهیه محلول شستشوی آماده مصرف، یک حجم از بافر شستشو غلیظ (20X) را با 19 حجم آب مقطر رقیق نمایید.

### نکات مهم در انجام تست:

1. فرایند شستشو از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. شستشوی ناکافی باعث عدم جداسدن پیوندهای غیراختصاصی و جذب نوری زمینه (Background) می گردد.
2. کیفیت آب مقطر مصرفی در کیفیت محلول شستشو و جدا کردن پیوندهای غیراختصاصی اهمیت زیادی دارد.
3. در مواردی که مقدار PSA نمونه بیش از 40 ng/mL باشد، نمونه را با استاندارد صفر رقیق و سپس آزمایش را تکرار نموده و ضریب رقت را در محاسبه نهایی منظور نمایید.
4. قبل از شروع کار اطمینان حاصل نمایید که دمای کلیه اجزاء کیت به دمای اتاق رسیده باشد.
5. دمای مطلوب محیط آزمایشگاه برای آزمایش های الایزا 20 تا 27 درجه سانتیگراد می باشد.
6. معرف ها و نمونه ها را قبل از آزمایش بخوبی مخلوط نمایید.
7. بهتر است استانداردها، کنترل ها و نمونه ها را به صورت دوتایی (Duplicate) و ترجیحاً در دو چاهک عمودی آزمایش کنید و میانگین جذب نوری دو چاهک جهت محاسبه نتایج مورداستفاده قرار گیرد.
8. جهت پپیت کردن محلول سوپسترا-رنگ زا و محلول توقف از میکروپیپت های حاوی قطعات فلزی استفاده نکنید.

9. زمان های انکوباسیون و دمای انکوباسیون را با دقت رعایت کنید.
10. در کیت PSA شرکت پیشگامان سنجش به دلیل استفاده از استرپتاویدین برای پوشاندن کف چاهک، تا زمان افزودن کونژوگه عملاً واکنشی در چاهک رخ نمی دهد، بنابراین، جز خطای ناشی از تبخیر نمونه (در صورتی که ریختن استانداردها، کنترل ها و نمونه ها بیش از 5 دقیقه به طول بیانجامد) خطای قابل توجهی از ناحیه اختلاف زمانی بین ریختن اولین نمونه و آخرین نمونه رخ نمی دهد. با این وجود پیپتینگ چاهک ها با محلول کونژوگه نباید بیشتر از 5 دقیقه به طول بیانجامد، لذا توصیه می شود، اگر کل پلیت هم زمان ران می شود، برای پرهیز از

IVD-REF: PS - PSA	 <b>پیشگامان سنجش</b> پیشگامان در سنجش تشخیصی و تشخیصی	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

خطای ناشی از اختلاف زمانی (Drift)، از تجهیزاتی نظیر دیسپنسر اتوماتیک یا سمپلر هشت کاناله برای ریختن معرف ها استفاده شود یا بیش از شش استریپ در هر بار ران نشود.

11. در هر بار انجام آزمایش منحنی کالیبراسیون را مجدد ترسیم نموده و برای محاسبه نتایج از منحنی ذخیره شده استفاده نکنید.

12. مراحل آزمایش را بدون وقفه انجام دهید. وقفه بین مراحل باعث نتایج کاذب می گردد.

13. در کلیه مراحل انجام آزمایش و متعاقب هر مرحله پیپتینگ، چاهک ها از نظر وجود حباب بررسی شوند. در صورت وجود حباب با ضربه آهسته به پلیت از محیط خارج شوند.

14. هر نوع نمونه یا ماده کنترلی که حاوی سدیم آزاید یا تیمرسال باشد، با این کیت سازگار نبوده و آزمایش بر روی آنها ممکن است به حصول پاسخ های کاذب بیانجامد.

15. با توجه به ارزش بالینی تعیین درصد نسبت fPSA به PSA تام، تاکید می گردد هر دو تست با کیت الایزا پیشگامان سنجش، اندازه گیری و گزارش گردد. معتبرترین داده ها زمانی است که از لات نامبر یکسان برای سنجش هر دو تست استفاده گردد.

### روش انجام آزمایش:

- 1- تعداد چاهک های کوت شده برای استانداردها، کنترل ها و نمونه های بیمار را بصورت 2 تایی انتخاب کنید و مابقی چاهک ها را همراه ماده نمگیر درون کیسه مخصوص قرار داده و درب آنرا ببندید.
  - 2- 20 میکرولیتر از استانداردها، کنترل ها و نمونه های بیمار به داخل هر چاهک بریزید.
  - 3- 100 میکرولیتر از محلول کونژوگه ، به تمام چاهک ها اضافه کنید.
  - 4- پلیت را بمدت 30 ثانیه به آرامی تکان دهید تا محتویات چاهک ها به خوبی مخلوط شوند. سپس درب چاهک ها را با برچسب مخصوص پلیت پوشانده، آنرا بمدت 45 دقیقه در دمای اتاق ( $20-27^{\circ}\text{C}$ ) انکوبه کنید.
  - 5- محتویات چاهک ها را خالی کرده و چاهک ها را طبق دستورالعمل زیر شستشو دهید:
- برای شستشوی چاهک ها، ابتدا 350 میکرولیتر بافر شستشو را داخل چاهک بریزید، سپس چاهک ها را وارونه کرده و همراه با تکان دادن خالی کنید و عمل شستشو را چهار بار دیگر (جمعاً به مدت 5 بار) تکرار کنید. در انتهای شستشو، با ضربه زدن ملایم پلیت بر روی کاغذ جاذب الرطوبه تمامی مایع موجود در چاهک ها را تخلیه نمایید.

IVD-REF: PS - PSA	 <b>پیشگامان سنجش</b> پیشگامان در سنجش تشخیصی و تشخیص آوری	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

- بهتر است برای شستشو از دستگاه های اتوماتیک و اشرف که قابل برنامه ریزی است استفاده نمایید. که در این صورت به دستورالعمل دستگاه شستشو مراجعه نمایید.
- 6- 100 میکرولیتر از سوپسترا-رنگ را آماده مصرف به تمامی چاهک ها اضافه کنید و آنها را بمدت 15 دقیقه در دمای اتاق و تاریکی انکوبه نمایید.
- 7- 50 میکرولیتر از محلول متوقف کننده واکنش به همان ترتیبی که محلول سوپسترا رنگ را اضافه نمودید، به همه چاهک ها اضافه کنید. سپس حداکثر ظرف مدت 10 دقیقه جذب نوری هر چاهک را در طول موج 450 نانومتر با دستگاه الایزا ریدر قرائت نمایید (در صورت امکان از طول موج 630 نانومتر بعنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید).

#### محاسبه نتایج:

1. با استفاده از میانگین جذب نوری استانداردها بر روی محور عمودی (محور Y) و غلظت مشخص آنها بر روی محور افقی (محور X) بر روی کاغذ میلی متری، منحنی استاندارد را از طریق ترسیم خطوطی که از تمامی نقاط تلاقی عبور کرده باشد، ترسیم کنید.
2. میانگین جذب نوری برای هر نمونه را بدست آورده و روی محور Y جای آنرا پیدا کنید. سپس نقطه مذکور را توسط خطی به منحنی وصل کنید. از نقطه بدست آمده خطی عمود بر محور X وارد کنید تا نقطه تلاقی که نشان دهنده غلظت نمونه است، بدست آید.
3. در صورتی از اسپکتروفتومتر مخصوص میکروپلیت که مجهز به سیستم پردازش داده های داخلی است استفاده می کنید، جهت محاسبه نتایج و ترسیم منحنی کالیبراسیون به دستورالعمل دستگاه مراجعه نمایید. برای محاسبه نتایج کیت PSA شرکت پیشگامان سنجش ایستاسیس از مدل محاسباتی نقطه-به-نقطه (Point-to-point) استفاده کنید.


#### داده های نمادین منحنی کالیبراسیون

مقادیر جذب نوری ارائه شده در جدول ذیل بعنوان داده های نمادین آورده شده است. لازم به یادآوری است این داده ها فقط جنبه راهنمایی داشته و هر آزمایشگاهی باید برای هر بار آزمایش یک منحنی استاندارد جدید براساس نتایج بدست آمده در آزمایشگاه خویش ترسیم نماید.



IVD-REF: PS - PSA	 <b>پیشگامان سنجش</b> پیشگامان در سنجش تشخیصی و تشخیصی	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

ROW	ng/mL	OD
1	0	0.02
2	1	0.34
3	5	1.19
4	10	1.94
5	20	2.5
6	40	2.9



### کنترل کیفی:

در هر کیت یک نمونه کنترل وجود دارد که مقادیر موردانتظار برای آن بر روی برچسب ویال درج شده است. علاوه بر کنترل داخل کیت، آزمایشگاه می تواند از نمونه های سرم انباشته (Pooled serum) که در خود آزمایشگاه تهیه شده یا نمونه های کنترل خارجی نیز استفاده نماید. در دو حالت یادشده لازم به ذکر است که آزمایشگاه باید مقدار هدف، انحراف معیار نتایج و کرانه های بالایی (UCL) و پایینی (LCL) قابل قبول را خود محاسبه و مبنای برنامه های کنترل کیفی خویش قرار دهد.

### بازه مرجع:

در یک بررسی که بر روی سرم تعدادی از مراجعه کنندگان چندین آزمایشگاه مختلف در سطح استان تهران به عمل آمد، دامنه مرجع زیر برای گروه های مختلف سنی مردان براساس محاسبه کرانه 95% بالایی با استفاده از کیت الایزا PSA شرکت پیشگامان بدست آمد. لازم به ذکر است به دلیل تفاوت های بیولوژیک بین جمعیت های مختلف، و همچنین عوامل نظیر سن، جنس، نژاد، عوامل جغرافیایی، هر آزمایشگاهی باید ابتدا انتقال پذیری (transferability) این داده ها را درخصوص جمعیت موردنظر خویش راستی آزمایی (Verification) کرده و در صورت مشاهده ناهمخوانی، بازه مرجع خود را بدست آورد. بازه مرجع بدست آمده دارای همخوانی 99.9% با مراجع معتبر می باشد.

سن (سال)	Total PSA (ng/mL)
<50	0.0-2.5
50-59	0.0-3.5
60-69	0.0-4.5
≤70	0.0-6.0

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص‌های تشخیصی و تشخیصی	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

### خصوصیات اجرایی کیت

#### 1- حد پایینی اندازه گیری (Lower limit of measurement):

حد شاهد (Limit-of-Blank: LOB) و حد آشکارسازی (Limit-of-detection: LOD) مطابق با راهنمای EP 17-A2 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) بدست آمد. به طور خلاصه حد بلانک تحت عنوان مقدار صدک 95ام (95<sup>th</sup> percentile) از 60 بار اندازه گیری بر روی نمونه شاهد (استاندارد صفر) طی چندین ران بدست آمد. حد بلانک معادل غلظتی در نظر گرفته شد که 95٪ از 60 نتیجه اندازه گیری های تکراری مقداری کمتر از آن بدست دهد. برای تعیین حد آشکارسازی 20 اندازه گیری تکراری بر روی سه نمونه سرم (n=20×3=60) با محتوای PSA کمتر از 0.5ng/mL که مقدار PSA آن به روش مستقل دیگری تعیین شده بود طی سه روز انجام شد و بزرگترین انحراف معیار اندازه گیری های تکراری بر روی سه نمونه یادشده مبنای تعیین حد آشکارسازی قرار گرفت. و از رابطه زیر حد آشکارسازی معادل **0.2 ng/mL** تعیین گردید.

$$LOD = LOB + 1.645SD_L$$

#### 2- دقت (Precision):

دقت روش با استفاده از کلیه معرف های کیت PSA شرکت پیشگامان سنجش ایساتیس و 3 انباشته سرمی تهیه شده از نمونه های بیمار در نقاط مختلف بازه اندازه گیری (0.2-40 ng/mL) مطابق با راهنمای EP 05-A3 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) بدست آمد.

طی 10 روز کاری، سه کاربر و هر یک روزانه سه ران اندازه گیری های تکراری به صورت دوتایی در هر ران بروی نمونه های یاد شده انجام دادند (2×3×3×10). نتایج با روش آماری Fully nested ANOVA تحلیل گردید:

خلاصه نتایج در جدول زیر آورده شده است

Sample Description	Mean (ng/mL)		Repeatability		Within-Laboratory Precision	
			SD	%CV	SD	%CV
Patient Pool	1.25	0.11	8.80		0.14	11.20
Patient Pool	3.65	0.28	7.67		0.36	9.86
Patient Pool	9.33	0.58	6.22		0.77	8.25

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در تشخیص‌های تشخیصی و تست‌های آزمایشگاهی	کیت الیزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

### 3- اختصاصیت (Specificity):

ارزیابی اختصاصیت مطابق با راهنمای EP 07-A2 مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI)، جهت تعیین میزان تداخل از ناحیه مداخله گره‌های معمول واکنش‌های شیمی بالینی، انجام گردید و مشخص شد که هموگلوبین تا 50 mg/mL، بیلروبین غیر کونژوگه تا 20 mg/dL و تری گلیسریدهای سرم تا 1000 mg/mL تأثیری بر سنجش PSA تام سرم به روش پیشگامان سنجش ندارد ( $\leq 10\%$  interference %).

### 4- خطی بودن (Linearity):

به منظور ارزیابی خطی بودن یک نمونه با غلظت اولیه 33.65 ng/mL را با نمونه دیگری با غلظت 0.1 ng/mL به نسبت‌های مختلف با یکدیگر رقیق کردیم و رقت‌های مختلف را به صورت مضاعف اندازه‌گیری و نتایج را با مقادیر موردانتظار که از ضرب غلظت اولیه در ضریب رقت بدست آمده بود مقایسه کردیم و میزان بازیابی و سوگرایی را در نقاط مختلف محاسبه کردیم، که نتایج در جدول زیر خلاصه شده است.

No	Ratio	Expected (ng/mL)	Rep 1 (ng/mL)	Rep 2 (ng/mL)	recovery%	%Bias
1	1	33.65	34.9	32.4	NA	NA
2	0.9	30.30	26.6	27.8	90%	10.2%
3	0.8	26.95	24.5	25.6	93%	-7.1%
4	0.7	23.60	22.3	21.5	93%	-7.2%
5	0.6	20.25	21.2	19.7	101%	1.0%
6	0.5	16.90	15.7	16.2	94%	-5.6%
7	0.4	13.55	12.8	13.5	97%	-3.0%
8	0.3	10.20	11.2	9.4	101%	0.9%
9	0.2	6.85	5.9	6.4	90%	10.3%
10	0.1	3.50	3.1	3.8	98%	-1.6%
11	0	0.16	0.21	0.1	NA	NA

NA: کاربردی ندارد

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش تشخیصی و تشخیصی	کیت الیزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

5- درستی (Trueness):

### 1-5- ارزیابی بازیابی (Recovery Evaluation)

ارزیابی خطای سیستماتیک یا بایاس روش به دو صورت انجام گرفت. ابتدا میزان خطای سیستماتیک نسبی (Proportional Error) از طریق مطالعات بازیابی و با افزودن مقادیر مشخص از PSA انجام گرفت. در این ارزیابی مقادیر مشخصی از PSA به نمونه های مختلف با محتوای PSA متفاوت افزوده و سپس توانمندی سیستم اندازه گیری در تعیین و بازیابی مقدار افزوده شده از طریق رابطه زیر محاسبه گردید:

$$\%Recovery = \frac{Concentration\ Recovered}{Concentration\ Added} \times 100$$

همچنین مقدار خطای سیستماتیک که به زبان ریاضی با Bias بیان می گردد، از رابطه زیر بدست آمد:

$$\%Bias = \frac{\bar{X}\ measured - expected}{Expected} \times 100$$

نتایج این ارزیابی در جدول زیر خلاصه شده است:

Sample	Original Concentration (ng/mL)	2 ng/mL added		4 ng/mL added	
		Recovery%	Bias	Recovery %	Bias
1	0.33	97.5	-5.58%	99.2	2.77%
2	1.4	97.75	-1.33%	97.6	-1.76%
3	4.4	95	-1.56%	93.7	-2.98%
4	11.25	97.5	-0.38%	91.2	-0.69%

### 2-5- ارزیابی مقایسه ای (Method comparison)


ارزیابی مقایسه ای بین نتایج اندازه گیری کیت سنجش PSA سرم شرکت پیشگامان و روش ECLIA-EP 09-A2 Cobas E411-Roche diagnostic (n=65, range:0.1-36.7) انجام مطابق با راهنمای مؤسسه استانداردهای بالینی و آزمایشگاهی (CLSI) به روش رگرسیون خطی تحلیل گردید. خلاصه نتایج و نمودار رگرسیون خطی (Linear regression) در ادامه آورده شده است:



$$PSI = 0.9551ECLIA + 0.1809$$

$$r = 0.9987$$

$$r^2 = 0.9975$$



## 6- پدیده هوک

در این کیت ، اثر هوک تا غلظت 200ng/ml دیده نشد.

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پژوهشگاه در زمینه تشخیص‌های آزمایشگاهی	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

## منابع و مراجع

1. CLSI. Evaluation of detection capability for clinical laboratory measurement procedures; approved guideline.2<sup>nd</sup> ed. CLSI document EP 17-A2. Pierson-Perry J.F. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2012.
2. CLSI. Evaluation of precision of quantitative measurement procedures; approved guideline. CLSI document EP 05-A3. McEnroe R.J. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2014.
3. CLSI. Interference Testing in clinical chemistry; approved guideline.2<sup>nd</sup> ed. CLSI document EP07-A23. McEnroe R.J. Clinical and Laboratory Standard Institute, 2005.
4. Desirable Specifications for Total Error, Imprecision, and Bias, derived from intra- and inter-individual biologic variation, <https://www.westgard.com/biodatabase1.htm>
5. Kasper D.L. et al. (2018). Harrison's principles of internal medicine.20<sup>th</sup> ed.(pp. 3/17-4/17) Mc Graw Hill Education
6. Pagana K.D. et al. (2018). Mosby's Manual of diagnostic and Laboratory tests.6<sup>th</sup> ed. (pp. 378-82). Elsevier Inc.
7. Rifai Nader. et al. (2018). Clinical chemistry and molecular diagnostics.6<sup>th</sup> ed. (pp. 472-5). Elsevier Inc.

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش تشخیصی و تشخیصی	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

### خطایابی در آزمایش های الایزا

راه حل	علت مشکل	نوع مشکل
تکرار تست با کونژوگه جدید	افت و یا آلودگی کونژوگه	پایین بودن OD استانداردها و نمونه ها
1. دمای آزمایشگاه و تایمر را چک کرده و تست را تکرار کنید. 2. قبل از شروع آزمایش کیت و نمونه بیماران به دمای اتاق برسد.	پایین بودن دما و یا کوتاه بودن زمان انکوباسیون، به دما نرسیدن محلولهای کیت و نمونه بیماران	
1. PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید. 2. پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.	PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک ها	
1. پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید. 2. پس از هر بار مصرف پلیت را با چسب بپوشانید و کیت را در یخچال نگهداری کنید.	نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد	
1. تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید. 2. طول موج دستگاه را دوباره چک کنید.	طول موج خوانش نامناسب (405nm بجای 450 nm)	صحیح نبودن نمودار استانداردها
از سری استاندارد جدید استفاده کنید.	آلودگی استانداردها	
1. استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف 2. از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید. 3. توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد. 4. توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نوک سمپلر نشود.	پیپتینگ نامناسب	

IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سن‌جش پیشگامان در زمینه تشخیص‌های آزمایشگاهی	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

<p>1. PH آب مقطر را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.</p> <p>2. پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک‌ها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p>	<p>PH نامناسب و یا غلظت بالای Wash Buffer، شستشوی نامناسب و یا خشک شدن چاهک‌ها</p>	
تکرار تست با استاندارد های جدید	آلودگی استاندارد صفر	<p>بالا بودن رنگ زمینه، بالا بودن OD</p>
استفاده از محلول رنگزا جدید	آلودگی محلول رنگزا	
<p>1. عدم آلودگی آب مقطر با موادی مانند وایتکس را چک کنید و تست را با Wash Buffer جدید تکرار کنید.</p> <p>2. تمام سوزن های دستگاه واشر را چک کنید.</p>	<p>آلودگی و یا غلظت پایین Wash Buffer، شستشوی نامناسب</p>	
<p>1. تست را با دستگاه کالیبر شده بخوانید.</p> <p>2. طول موج دستگاه را دوباره چک کنید.</p> <p>3. از فیلتر 630 نانومتر بعنوان فیلتر رفرانس استفاده کنید.</p>	طول موج نامناسب در خوانش	
تکرار تست با محلول Stop جدید	آلودگی محلول Stop	<p>عدم تولید رنگ در چاهک‌ها</p>
تکرار تست با مواد همان کیت	استفاده از مواد سایر کیت‌ها	
تکرار تست	انجام نشدن مرحله ای از تست	
تکرار تست با محلول رنگزا جدید	آلودگی محلول رنگزا	
تکرار تست با محلول کونژوگه جدید	آلودگی محلول کونژوگه با سدیم آزاید	
<p>1. استفاده از نوک سمپلر یکبار مصرف</p> <p>2. از سمپلرهای تک کاناله یا چند کاناله کالیبر شده استفاده کنید</p> <p>3. توجه کنید نوک سمپلر محکم به سمپلر متصل باشد.</p>	<p>پیپیتینگ نامناسب، گرفتگی لوله داخلی سمپلر بواسطه آلودگی</p>	



IVD-REF: PS - PSA	 پیشگامان سنجش پیشگامان در سنجش‌های تشخیصی و تست‌های آوری	کیت الیزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT

<p>4. توجه کنید در هنگام پیپتینگ حباب وارد نشود.</p> <p>5. توجه کنید جداره خارجی نوک سمپلر حاوی محلول نباشد.</p> <p>6. کالیبراسیون و تمیز کردن ادواری سمپلر ها</p>		<p>عدم تکرار پذیری مناسب</p>
<p>فاصله زمانی بین اضافه کردن استاندارد ها و نمونه نباید بیشتر از 10 دقیقه باشد. در این صورت نتایج قابل اعتماد نیست.</p>	<p>طولانی شدن زمان انجام تست</p>	
<p>پس از باز کردن کیت تاریخ را ثبت کنید و به تاریخ انقضا توجه کنید.</p>	<p>نگهداری نامناسب کیت و عدم رعایت زنجیره سرد</p>	
<p>پیپتینگ صحیح و شستشوی مناسب، پس از شستشوی کامل و تخلیه چاهک ها بلافاصله تست را ادامه دهید.</p>	<p>باقی ماندن کونژوگه در لبه چاهکها و عدم شستشوی مناسب و یا خشک شدن چاهک ها</p>	
<p>در حین انکوباسیون و بعد از Stop کردن واکنش توجه کنید حباب در چاهک ها نباشد.</p>	<p>وجود حباب در چاهک ها</p>	
<p>کف چاهکها را با دستمال نرم و مرطوب، تمیز کنید.</p>	<p>کثیف بودن کف چاهکها</p>	
<p>قبل از استفاده، ویال محلول ها را به آرامی تکان دهید.</p>	<p>مخلوط نشدن محلول های کیت</p>	

IVD-REF: PS - PSA	 <p>پیشگامان سنجش          پوهنتون جامع کابل - کابل</p>	کیت الایزا PSA
Ver. No: 04		PSA ELISA KIT